



Quick Guide

Start Up. Power up the iCycler using the power switch on the right rear of the instrument. After a quick diagnostic routine, the Log In screen will be displayed.

Log in.

- If you are registered user:
Press Enter, and select your name from the user list
- If you are not yet a registered user:
Use the right arrow key to highlight New User, and press Enter.
Input your name using the alphanumeric keypad.
- ✓ Note that you may need to use the arrow to enter a letter if the previous letter was on the same number key.
- ✓ Note that you may enter Capital Letters and/or add a space to your name by selecting the appropriately labeled function keys.
- ✓ Note that you may use numbers in your name by selecting the shift key.
- When your name is complete, choose Enter.

PIN protection.

- If you have a PIN, you will be asked to enter it here
- If you are a new user, you may choose to PIN protect your protocol files.
- ✓ Note that you will not have the opportunity to select PIN protection at any other time.

You will now find yourself at the Home Screen

To run a stored protocol.

- From the Home screen press F1 to display the protocol library.
- Use the arrow keys to highlight the desired protocol.
- Press Enter and from the selection box, choose Run Protocol
- Confirm the selections in the Run Preparation screen:
 - ✓ Hot start conditions, temperature measurement method
 - ✓ Note that you may choose to link protocols from this screen
- Press F5 to Run Protocol.

Note that you may jump instantly between the Run Screen and the Home Screen using the shift key and then selecting F1 for Home Screen or F2 for Run Screen

To edit a stored protocol.

- From the Home screen press F1 to display the protocol library.
- Use the arrow keys to highlight the desired protocol.
- Press Enter and from the selection box, choose Edit Protocol.

You may change any of the editable fields for the protocol.

- To add or delete a step or cycle, press F3.
- To choose increment or decrement of time or temperature, put the cursor on the time or temperature field to be adjusted and press F4.
- To set the ramp time or ramp rate, place the cursor on the temperature to which you are ramping and press F4.
- When you finish editing the protocol, press F5.
- ✓ Note that you may choose to run the edited protocol without saving the edits by choosing Run Protocol from the selection box.
- ✓ Note that you may choose to save the edits prior to running the protocol. You may choose Save Protocol or Save Protocol As... from the selection box. Once you've saved or named and saved the protocol, you may choose Run Protocol from the selection box.

To create a new protocol.

- From the Home screen press F2.
- Use the arrow key to highlight Custom in the selection box and press Enter.
- Edit the fields for your protocol.
 - To add or delete a step or cycle, press F3.
 - To choose increment or decrement of time or temperature, put the cursor on the time or temperature field to be adjusted and press F4.
 - To set the ramp time or ramp rate, place the cursor on the temperature to which you are ramping and press F4.
- When you finish editing the protocol, press F5.
- ✓ Note that you may choose to run the edited protocol without saving the edits by choosing Run Protocol from the selection box.
- ✓ Note that you may choose to save the edits prior to running the protocol. You may choose Save Protocol or Save Protocol As... from the selection box. Once you've saved or named and saved the protocol, you may choose Run Protocol from the selection box.



**Bio-Rad
Laboratories**

Life Science
Group

Website www.bio-rad.com **U.S.** (800) 4BIORAD **Australia** 02 9914 2800 **Austria** (01)-877 89 01 **Belgium** 09-385 55 11 **Canada** (905) 712-2771
China 86-10-62051850/51 **Denmark** 45 39 17 99 47 **Finland** 358 (0)9 804 2200 **France** 01 43 90 46 90 **Germany** 089 318 84-0
Hong Kong 852-2789-3300 **India** (91-11) 461-0103 **Israel** 03 951 4127 **Italy** 39-02-216091 **Japan** 03-5811-6270 **Korea** 82-2-3473-4460
Latin America 305-894-5950 **Mexico** 514-2210 **The Netherlands** 0318-540666 **New Zealand** 64-9-4152280 **Norway** 22-74-18-70 **Russia** 7 095 979 98 00
Singapore 65-2729877 **Spain** 34-91-661-7085 **Sweden** 46 (0)8-55 51 27 00 **Switzerland** 01-809 55 55 **United Kingdom** 0800-181134

 Aide-mémoire

Démarrage. Mettez le iCycler sous tension à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté droit de l'instrument. Après l'exécution rapide d'un programme de diagnostic, l'écran d'ouverture de session Log In (Ouverture de session) apparaît.

Ouverture de session.

- Si vous êtes un utilisateur enregistré :
Appuyez sur Enter (Entrée) et sélectionnez votre nom dans la liste des utilisateurs.
- Si vous n'êtes pas un utilisateur enregistré :
Utilisez la touche fléchée droite pour mettre en surbrillance New User (Nouvel utilisateur) et appuyez sur Enter.
Entrez votre nom en utilisant le pavé alphanumérique.
- ✓ Il se peut que vous ayez à utiliser la flèche pour entrer une lettre si la lettre précédente se trouvait sur la même touche numérique.
- ✓ Vous pouvez utiliser les majuscules et/ou ajouter un espace à votre nom en sélectionnant les touches de fonctions adéquates.
- ✓ Vous pouvez introduire des chiffres dans votre nom en sélectionnant la touche des majuscules.
- Une fois votre nom complet entré, appuyez sur Enter.

Protection par code d'accès.

- Si vous avez un PIN (numéro d'identification personnel), vous êtes invité à l'entrer ici.
- Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez choisir de protéger vos fichiers de protocole par PIN.
- ✓ Notez qu'il n'est pas possible de choisir un PIN à un autre moment.

Maintenant, vous devez être à l'écran Home (Accueil)

Exécution d'un protocole stocké.

- Dans l'écran Home, appuyez sur F1 pour afficher la bibliothèque des protocoles.
- Utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance le protocole désiré.
- Appuyez sur Enter et dans la zone de sélection, choisissez Run Protocol (Exécuter le protocole)
- Confirmez les sélections dans l'écran Run Preparation (Exécuter la préparation) :
- ✓ Conditions de démarrage à chaud, méthode de mesure de température
- ✓ Dans cet écran, vous pouvez choisir de relier des protocoles
- Appuyez sur F5 pour lancer l'exécution du protocole.

Vous pouvez alterner directement entre l'écran d'accueil Home et l'écran Run (Exécution) en utilisant la touche des majuscules (shift) puis en sélectionnant F1 pour l'écran Home (Accueil) et F2 pour l'écran Run (Exécution).

Modification d'un protocole stocké.

- Dans l'écran Home, appuyez sur F1 pour afficher la bibliothèque des protocoles.
- Utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance le protocole désiré.
- Appuyez sur Enter et choisissez Edit Protocol (Modifier le protocole) dans la zone de sélection.

Vous pouvez changer tout champ modifiable du protocole.

- Pour ajouter ou supprimer une étape ou un cycle, appuyez sur F3.
- Pour accroître ou diminuer le temps ou la température, pointez sur le champ de temps ou de température à régler et appuyez sur F4.
- Pour définir la durée de rampe ou la pente de la rampe, pointez sur la température finale de la rampe et appuyez sur F4.
- Après avoir modifié le protocole, appuyez sur F5.
- ✓ Vous pouvez exécuter le protocole modifié sans que les changements du protocole aient été enregistrés en choisissant Run Protocol (Exécuter le protocole) dans la zone de sélection.
- ✓ Vous pouvez enregistrer les modifications avant d'exécuter le protocole en choisissant Save Protocol (Enregistrer le protocole) ou Save Protocol As... (Enregistrer le protocole sous...) dans la zone de sélection. Une fois le protocole enregistré ou nommé et enregistré, choisissez Run Protocol (Exécuter le protocole) dans la zone de sélection.

Création d'un nouveau protocole.

- Dans l'écran Home (Accueil), appuyez sur F2.
- Utilisez la touche fléchée pour mettre en surbrillance Custom (Personnalisé) dans la zone de sélection et appuyez sur Enter.
- Modifiez les champs de votre protocole.
 - Pour ajouter ou supprimer une étape ou un cycle, appuyez sur F3.
 - Pour accroître ou diminuer le temps ou la température, pointez sur le champ de temps ou de température à régler et appuyez sur F4.
 - Pour définir la durée de rampe ou la pente de la rampe, pointez sur la température finale de la rampe et appuyez sur F4.
- Après avoir modifié le protocole, appuyez sur F5.
- ✓ Vous pouvez exécuter le protocole modifié sans que les changements du protocole aient été enregistrés en choisissant Run Protocol (Exécuter le protocole) dans la zone de sélection.
- ✓ Vous pouvez enregistrer les modifications avant d'exécuter le protocole en choisissant Save Protocol (Enregistrer le protocole) ou Save Protocol As... (Enregistrer le protocole sous...) dans la zone de sélection. Une fois le protocole enregistré ou nommé et enregistré, choisissez Run Protocol (Exécuter le protocole) dans la zone de sélection.



**Bio-Rad
Laboratories**

Life Science
Group

Website www.bio-rad.com **U.S.** (800) 4BIORAD **Australia** 02 9914 2800 **Austria** (01)-877 89 01 **Belgium** 09-385 55 11 **Canada** (905) 712-2771
China 86-10-62051850/51 **Denmark** 45 39 17 99 47 **Finland** 358 (0)9 804 2200 **France** 01 43 90 46 90 **Germany** 089 318 84-0
Hong Kong 852-2789-3300 **India** (91-11) 461-0103 **Israel** 03 951 4127 **Italy** 39-02-216091 **Japan** 03-5811-6270 **Korea** 82-2-3473-4460
Latin America 305-894-5950 **Mexico** 514-2210 **The Netherlands** 0318-540666 **New Zealand** 64-9-4152280 **Norway** 22-74-18-70 **Russia** 7 095 979 98 00
Singapore 65-2729877 **Spain** 34-91-661-7085 **Sweden** 46 (0)8-55 51 27 00 **Switzerland** 01-809 55 55 **United Kingdom** 0800-181134



Kurzanleitung

Inbetriebnahme. Schalten Sie den iCycler am Netzschalter hinten rechts am Gerät ein. Nach Ablauf eines Kurzdiagnoseprogramms wird auf dem Bildschirm Log In (Anmeldung) angezeigt.

Anmeldung.

- Falls Sie bereits als Benutzer angemeldet sind:
Drücken Sie die Eingabetaste (Enter), und wählen Sie Ihren Namen aus der Benutzerliste aus
- Falls Sie noch nicht als Benutzer angemeldet sind:
Markieren Sie mit der rechten Pfeiltaste New User (Neuer Benutzer) und drücken die Eingabetaste.
Geben Sie Ihren Namen über die alphanumerische Tastatur ein.
 - ✓ Beachten Sie, daß Sie evtl. die Pfeiltaste zur Eingabe eines Buchstabens benötigen, falls sich der zuletzt eingegebene Buchstabe auf derselben Nummerntaste befand.
 - ✓ Beachten Sie, daß Sie Großbuchstaben eingeben und/oder Ihrem Namen eine Leerstelle hinzufügen können, indem Sie die entsprechend gekennzeichneten Funktionstasten verwenden.
 - ✓ Beachten Sie, daß Sie in Ihrem Namen Zahlen verwenden können, wenn Sie die Umschalttaste verwenden.
- Wenn Sie Ihren vollständigen Namen eingegeben haben, drücken Sie die Eingabetaste.

PIN-Schutz (Schutz der Personen-Kenn-Nr.)

- Falls Sie eine PIN (Personen-Kenn-Nr.) besitzen, werden Sie aufgefordert, diese hier einzugeben
- Falls Sie ein neuer Benutzer sind, können Sie zum Schutz Ihrer Protokolldateien eine PIN wählen.
 - ✓ Beachten Sie, daß Sie den PIN-Schutz zu keinem späteren Zeitpunkt wählen können.

Sie befinden sich nun im Hauptmenue.

Ausführung eines gespeicherten Protokolls.

- Drücken Sie im Hauptmenue die Taste F1, um die Protokollbibliothek anzuzeigen.
- Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten das gewünschte Protokoll.
- Drücken Sie die Eingabetaste, und wählen Sie im Auswahlkästchen die Option Run Protocol (Protokoll ausführen)
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Bestätigung Run Preparation (Ausführungsvorbereitung):
 - ✓ Hitze-Startbedingungen, Temperaturmeßmethode
 - ✓ Beachten Sie, daß Sie in diesem Bildschirm Protokolle verknüpfen können.
- Drücken Sie F5, um das Protokoll auszuführen.

Beachten Sie, daß Sie problemlos zwischen dem Untermenue „RUN“ (Ausführen) und dem Hauptmenue hin- und herwechseln können, indem Sie die Umschalttaste betätigen und dann F1 Hauptmenue oder F2 (Untermenue „RUN“) drücken.

Bearbeitung eines gespeicherten Protokolls.

- Drücken Sie im Hauptmenue die Taste F1, um die Protokollbibliothek anzuzeigen.
- Markieren Sie das gewünschte Protokoll mit Hilfe der Pfeiltasten.
- Drücken Sie die Eingabetaste, und wählen Sie im Auswahlkästchen die Option Edit Protocol (Protokoll bearbeiten).

Sie können beliebige bearbeitbare Felder für das Protokoll verändern.

- Um einen Schritt oder Zyklus hinzuzufügen oder zu löschen, drücken Sie F3.
- Um die Zeit oder die Temperatur zu erhöhen oder zu senken, setzen Sie den Cursor auf das zu ändernde Zeit- oder Temperaturfeld und drücken F4.
- Um die Zeitveränderung bzw. die Rampenrate festzulegen, setzen Sie den Cursor auf die gewünschte Endtemperatur und drücken F4.
- Sobald die Protokollbearbeitung abgeschlossen ist, drücken Sie F5.
- ✓ Beachten Sie, daß Sie das bearbeitete Protokoll bei Bedarf ohne Speicherung der Bearbeitungen ausführen können, indem Sie im Auswahlkästchen Run Protocol (Protokoll ausführen) auswählen.
- ✓ Beachten Sie, daß Sie die Bearbeitungen vor Ausführung des Protokolls möglicherweise speichern wollen. Hierzu können Sie Save Protocol (Protokoll speichern) oder Save Protocol As... (Protokoll speichern als) im Auswahlkästchen auswählen. Sobald Sie das Protokoll gespeichert, bzw. bezeichnet und gespeichert haben, können Sie im Auswahlkästchen die Option Run Protocol (Protokoll ausführen) auswählen.

Erstellung eines neuen Protokolls.

- Drücken Sie im Hauptmenue die Taste F2.
- Markieren Sie Custom (kundenspezifisch) und drücken Sie die Eingabetaste.
- Bearbeiten Sie die auf Ihr Protokoll zutreffenden Felder.
 - Um einen Schritt oder Zyklus hinzuzufügen oder zu löschen, drücken Sie F3.
 - Um die Zeit oder die Temperatur zu erhöhen oder zu senken, setzen Sie den Cursor auf das zu ändernde Zeit- oder Temperaturfeld und drücken F4.
 - Um die Zeitveränderung festzulegen, setzen Sie den Cursor auf die gewünschte Endtemperatur und drücken F4.
- Sobald die Protokollbearbeitung abgeschlossen ist, drücken Sie F5.
- ✓ Beachten Sie, daß Sie das bearbeitete Protokoll bei Bedarf ohne Speicherung der Bearbeitungen ausführen können, indem Sie im Auswahlkästchen Run Protocol (Protokoll ausführen) auswählen.
- ✓ Beachten Sie, daß Sie die Bearbeitungen vor Ausführung des Protokolls möglicherweise speichern wollen. Hierzu können Sie Save Protocol (Protokoll speichern) oder Save Protocol As... (Protokoll speichern als) im Auswahlkästchen auswählen. Sobald Sie das Protokoll gespeichert, bzw. bezeichnet und gespeichert haben, können Sie im Auswahlkästchen die Option Run Protocol (Protokoll ausführen) auswählen.



**Bio-Rad
Laboratories**

Life Science
Group

Website www.bio-rad.com **U.S.** (800) 4BIORAD **Australia** 02 9914 2800 **Austria** (01)-877 89 01 **Belgium** 09-385 55 11 **Canada** (905) 712-2771
China 86-10-62051850/51 **Denmark** 45 39 17 99 47 **Finland** 358 (0)9 804 2200 **France** 01 43 90 46 90 **Germany** 089 318 84-0
Hong Kong 852-2789-3300 **India** (91-11) 461-0103 **Israel** 03 951 4127 **Italy** 39-02-216091 **Japan** 03-5811-6270 **Korea** 82-2-3473-4460
Latin America 305-894-5950 **Mexico** 514-2210 **The Netherlands** 0318-540666 **New Zealand** 64-9-4152280 **Norway** 22-74-18-70 **Russia** 7 095 979 98 00
Singapore 65-2729877 **Spain** 34-91-661-7085 **Sweden** 46 (0)8-55 51 27 00 **Switzerland** 01-809 55 55 **United Kingdom** 0800-181134

 Guida rapida

Avviamento. Accendere l'iCycler mediante l'interruttore di alimentazione situato sul retro dello strumento a destra. Dopo una breve procedura diagnostica, viene visualizzato lo schermo di Log In (Accesso).

Richiesta di accesso

- Se siete utenti registrati:
premete Enter (Invio) e selezionate il vostro nome dall'elenco degli utenti.
- Se non siete ancora utenti registrati:
usate il tasto freccia a destra per evidenziare New User (Nuovo Utente) e premete Enter (Invio).
Immettete il vostro nome usando il tastierino alfanumerico.
Immettete il vostro nome usando la tastiera alfanumerica.
- ✓ Potrebbe essere necessario usare il tasto freccia per immettere una lettera se la lettera precedente si trovava sullo stesso tasto numerico.
- ✓ È possibile immettere lettere maiuscole e/o aggiungere uno spazio al vostro nome selezionando i tasti funzione opportunamente indicati.
- ✓ Notate che è possibile usare numeri nel vostro nome selezionando il tasto delle maiuscole.
- Una volta completata l'immissione del vostro nome, scegliete Enter (Invio).

Protezione mediante numero di identificazione personale (PIN)

- Se possedete un PIN (numero di identificazione personale), vi verrà richiesto di immetterlo qui.
- Se siete nuovi utenti, potete scegliere di proteggere i vostri file di protocollo mediante un PIN (numero di identificazione personale).
- ✓ Nota bene questa è l'unica fase della programmazione nella quale è possibile selezionare il PIN di protezione.

Vi troverete ora allo schermo Home.

Esecuzione di un protocollo memorizzato

- Dallo schermo Home, premete F1 per visualizzare la libreria dei protocolli.
- Usate i tasti freccia per evidenziare il protocollo desiderato.
- Premete Enter (Invio) e scegliete Run Protocol (Esegui Protocollo) dalla casella di selezione.
- Confermate le selezioni nello schermo Run Preparation (Esegui preparazione):
- ✓ Condizioni di avviamento a caldo, metodo di misurazione della temperatura.
- ✓ Notate che da questo schermo potete scegliere di collegare i protocolli.
- Premete F5 per eseguire il protocollo.

Notate che potete passare istantaneamente dallo schermo Run (Esegui) allo schermo Home e viceversa usando il tasto delle maiuscole e selezionando quindi F1 per lo scher-

mo Home o F2 per lo schermo Run (Esegui).

Modifica di un protocollo memorizzato

- Dallo schermo Home, premete F1 per visualizzare la libreria dei protocolli.
- Usate i tasti freccia per evidenziare il protocollo desiderato.
- Premete Enter (Invio) e scegliete Edit Protocol (Modifica Protocollo) dalla casella di selezione.

Potete modificare qualsiasi campo modificabile per il protocollo.

- Per aggiungere o eliminare una fase o un ciclo, premete F3.
- Per scegliere un incremento o una diminuzione del tempo o della temperatura, posizionate il cursore sul campo del tempo o della temperatura da regolare e premete F4.
- Per impostare il tempo di rampa o la velocità di rampa, posizionate il cursore sulla temperatura da raggiungere e premete F4.
- Quando avete finito di modificare il protocollo, premete F5.
- ✓ Selezionando Run Protocol (Esegui Protocollo) dalla casella di selezione, è possibile scegliere di eseguire il protocollo modificato senza memorizzarne le modifiche.
- ✓ Per memorizzare le modifiche prima di eseguire il protocollo, scegliete Save Protocol (Salva Protocollo) o Save Protocol As... (Salva Protocollo con nome...) dalla casella di selezione. Dopo aver memorizzato o denominato e memorizzato il protocollo, potete scegliere Run Protocol (Esegui Protocollo) dalla casella di selezione.

Creazione di un nuovo protocollo

- Dallo schermo Home, premete F2.
- Usate il tasto freccia per evidenziare Custom (Personalizzazione) nella casella di selezione e premete Enter (Invio).
- Modificate i campi per il vostro protocollo.
 - Per aggiungere o eliminare una fase o un ciclo, premete F3.
 - Per scegliere un incremento o una diminuzione del tempo o della temperatura, posizionate il cursore sul campo del tempo o della temperatura da regolare e premete F4.
 - Per impostare il tempo di rampa o la velocità di rampa, posizionate il cursore sulla temperatura da raggiungere e premete F4.
- Quando avete finito di modificare il protocollo, premete F5.
- ✓ Selezionando Run Protocol (Esegui Protocollo) dalla casella di selezione, è possibile eseguire il protocollo modificato senza memorizzarne le modifiche.
- ✓ Per memorizzare le modifiche prima di eseguire il protocollo, scegliete Save Protocol (Salva Protocollo) o Save Protocol As... (Salva Protocollo con nome...) dalla casella di selezione. Dopo aver memorizzato o denominato e memorizzato il protocollo, potete scegliere Run Protocol (Esegui Protocollo) dalla casella di selezione.



**Bio-Rad
Laboratories**

Life Science
Group

Website www.bio-rad.com **U.S.** (800) 4BIORAD **Australia** 02 9914 2800 **Austria** (01)-877 89 01 **Belgium** 09-385 55 11 **Canada** (905) 712-2771
China 86-10-62051850/51 **Denmark** 45 39 17 99 47 **Finland** 358 (0)9 804 2200 **France** 01 43 90 46 90 **Germany** 089 318 84-0
Hong Kong 852-2789-3300 **India** (91-11) 461-0103 **Israel** 03 951 4127 **Italy** 39-02-216091 **Japan** 03-5811-6270 **Korea** 82-2-3473-4460
Latin America 305-894-5950 **Mexico** 514-2210 **The Netherlands** 0318-540666 **New Zealand** 64-9-4152280 **Norway** 22-74-18-70 **Russia** 7 095 979 98 00
Singapore 65-2729877 **Spain** 34-91-661-7085 **Sweden** 46 (0)8-55 51 27 00 **Switzerland** 01-809 55 55 **United Kingdom** 0800-181134



Guía de consulta rápida

Arranque. Encienda el iCycler utilizando el interruptor de corriente que se encuentra en la parte posterior derecha del instrumento. Después de ejecutarse una rutina de diagnóstico rápida, aparecerá la pantalla Log In (Entrada en el sistema).

Entrada en el sistema.

- Si usted es un usuario registrado:
Apriete Enter (Entrar) y seleccione su nombre de la lista de usuarios
- Si todavía no se ha registrado:
Use la tecla de la flecha derecha para realzar New User (Usuario nuevo) y apriete Enter.
Ingrese su nombre utilizando el teclado alfanumérico.
- ✓ Es posible que necesite la flecha para ingresar una letra, si la letra anterior estaba en la misma tecla de número.
- ✓ Puede ingresar letras mayúsculas o agregar un espacio a su nombre seleccionando las teclas de función apropiadas.
- ✓ Puede utilizar números en su nombre si selecciona la tecla de mayúsculas (Shift).
- Al terminar de ingresar su nombre, apriete Enter.

Protección con PIN.

- Si tiene un PIN (número de identificación personal), se le pedirá que lo ingrese ahora
- Si es un usuario nuevo, puede optar por proteger sus archivos de protocolo con un PIN.
- ✓ Esta será la única oportunidad para seleccionar protección del PIN.

Aparecerá la pantalla Home (Inicio)

Para ejecutar un protocolo almacenado.

- En la pantalla Home, apriete F1 para obtener la lista de protocolos.
- Utilice las teclas de flechas para realzar el protocolo deseado.
- Apriete Enter; en la caja de selección, elija Run protocol (Ejecutar protocolo)
- Confirme las selecciones en la pantalla Run preparation (Ejecutar preparación):
- ✓ Condiciones de inicio en caliente, método de medición de la temperatura
- ✓ Si lo desea, puede enlazar protocolos desde esta pantalla.
- Apriete F5 para ejecutar el protocolo.

Si lo desea, puede alternar instantáneamente entre la pantalla Run (Ejecutar) y la pantalla Home oprimiendo la tecla de mayúsculas y luego F1 para la pantalla Home o F2 para la pantalla Run.

Para modificar un protocolo almacenado.

- En la pantalla Home, apriete F1 para obtener la lista de protocolos.
- Use las teclas de flechas para realzar el protocolo deseado.
- Apriete Enter; en la caja de selección elija Edit Protocol (Modificar protocolo).

Si lo desea, puede cambiar cualquiera de los campos modificables para el protocolo.

- Para añadir o borrar un paso o ciclo, apriete F3.
- Para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura, coloque el cursor en el campo de tiempo o temperatura que quiera ajustar, y apriete F4.
- Para fijar el tiempo de rampa o la velocidad de rampa, coloque el cursor en la temperatura de rampa, y apriete F4.
- Una vez modificado el protocolo, apriete F5.
- ✓ Si lo desea, puede ejecutar el protocolo modificado sin guardar los cambios. Para ello, apriete Run Protocol en la caja de selección.
- ✓ También puede guardar los cambios antes de ejecutar el protocolo. En la caja de selección, elija Save Protocol (Guardar protocolo) o Save Protocol As... (Guardar protocolo como...). Después de guardar el protocolo, o bien de ponerle un nombre y guardarlo, elija Run Protocol en la caja de selección.

Para crear un protocolo nuevo.

- En la pantalla Home, apriete F2.
- Use la tecla de flecha para realzar Custom (Especial) en la caja de selección y apriete Enter.
- Modifique los campos para su protocolo.
 - Para añadir o borrar un paso o ciclo, apriete F3.
 - Para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura, coloque el cursor en el campo de tiempo o temperatura que quiera ajustar, y apriete F4.
 - Para fijar el tiempo de rampa o la velocidad de rampa, coloque el cursor en la temperatura de rampa, y apriete F4.
- Una vez modificado el protocolo, apriete F5.
- ✓ Si lo desea, puede ejecutar el protocolo modificado sin guardar los cambios. Para ello, apriete Run Protocol en la caja de selección.
- ✓ También puede guardar los cambios antes de ejecutar el protocolo. En la caja de selección, elija Save Protocol (Guardar protocolo) o Save Protocol As... (Guardar protocolo como...). Después de guardar el protocolo, o bien de ponerle un nombre y guardarlo, elija Run Protocol en la caja de selección.



**Bio-Rad
Laboratories**

Life Science
Group

Website www.bio-rad.com **U.S.** (800) 4BIORAD **Australia** 02 9914 2800 **Austria** (01)-877 89 01 **Belgium** 09-385 55 11 **Canada** (905) 712-2771
China 86-10-62051850/51 **Denmark** 45 39 17 99 47 **Finland** 358 (0)9 804 2200 **France** 01 43 90 46 90 **Germany** 089 318 84-0
Hong Kong 852-2789-3300 **India** (91-11) 461-0103 **Israel** 03 951 4127 **Italy** 39-02-216091 **Japan** 03-5811-6270 **Korea** 82-2-3473-4460
Latin America 305-894-5950 **Mexico** 514-2210 **The Netherlands** 0318-540666 **New Zealand** 64-9-4152280 **Norway** 22-74-18-70 **Russia** 7 095 979 98 00
Singapore 65-2729877 **Spain** 34-91-661-7085 **Sweden** 46 (0)8-55 51 27 00 **Switzerland** 01-809 55 55 **United Kingdom** 0800-181134

快速指南

启动。用iCycler右後方的开关来启动。在例行检测程序完毕之後, Log In 萤幕会自动显示。

Log in.

- 如果您是已注册的使用者:
按 Enter, 然後从使用者名单上选择您的名字。
- 如果您尚未注册为使用者:
用右箭头键来反白显示 New User, 然後按 Enter,
用字母数字键盘键入您的名字。
 - ✓ 注意: 如果前一个字母在同样的数字键上, 您可能需要用箭头键来键入字母。
 - ✓ 注意: 您可以选择适当标示的功能键来键入大写字母, 及/或在您的名字中加入空格。
 - ✓ 注意: 您可以按shift键来在您的名字中使用数字。
- 当您的名字键入完毕後, 请按Enter。

PIN密码保护。

- 如果您有PIN 密码, 您必须在此键入。
- 如果您是新加入的使用者, 您可以选用 PIN 密码来保护您的协定档案。
 - ✓ 注意: 现在是您选择PIN密码保护的唯一机会。

接下来您就会到达主萤幕。

执行储存之协定。

- 在主萤幕上按F1键以显示协定程式库。
- 用箭头键来反白显示要使用的协定。
- 按Enter。然後从选择框中, 选用Run Protocol,
- 确认Run Preparation 萤幕上的选项:
 - ✓ 快速启动状况, 温度测量方式
 - ✓ 注意: 您可以从这一萤幕来连结协定
- 按F5以执行Run Protocol,

注意: 您可以按shift键及F1键, 直接从Run 萤幕跳换到主萤幕。您也可以按shift键及F2键来直接从主萤幕跳换到Run萤幕。

编辑储存之协定。

- 在Home萤幕上按F1键以显示协定程式库。
- 用箭头键来反白显示要使用的协定。
- f&Enter, 然後从选择框中, 选用Edit Protocol, 您可以改变这个协定的任何一个可编辑的栏位。
 - 若要新增或删除某一步骤或一整个循环, 请按F3。
 - 若要选择时间或温度的增量或减量, 请将游标置於时间或温度的栏位上, 然後按F4。
 - 若要设定升温时间或速率, 请将游标置於您要升温的温度上, 然後按F4。
- 当您把协定编辑完毕後, 请按F5。
- ✓ 注意: 您可以不储存所做的改变, 而直接从选择框中, 选用Run Protocol来执行这个编辑过的协定。
- ✓ 注意: 您也可以在执行这个编辑过的协定之前, 先从选择框中, 选用Save Protocol或Save Protocol As...来储存所做的改变。当协定储存完毕後, 您可以从选择框中选用Run Protocol。

创建新协定。

- 在主萤幕上按F2键。
- 用箭头键来反白选择框中的Custom, 然後按 Enter,
- 编辑协定的栏位。
 - 若要新增或删除某一步骤或一整个循环, 请按F3。
 - 若要选择时间或温度的增量或减量, 请将游标置於时间或温度的栏位上, 然後按F4。
 - 若要设定升温时间或速率, 请将游标置於您要升温的温度上, 然後按F4。
- 当您把协定编辑完毕後, 请按F5。
- ✓ 注意: 您可以不储存所做的改变, 而直接从选择框中, 选用Run Protocol来执行这个编辑过的协定。
- ✓ 注意: 您也可以在执行这个编辑过的协定之前, 先从选择框中, 选用Save Protocol或Save Protocol As...来储存所做的改变。当协定储存完毕, 您可以从选择框中选用Run Protocol,

BIO-RAD

Bio-Rad
Laboratories

Life Science
Group

Website www.bio-rad.com U.S. (800) 4BIORAD Australia 02 9914 2800 Austria (01)-877 89 01 Belgium 09-385 55 11 Canada
China 86-10-62051850/51 Denmark 45 39 17 99 47 Finland 358 (0)9 804 2200 France 01 43 90 46 90 Germany 089 318 84-0
Hong Kong 852-2789-3300 India (91-11) 461-0103 Israel 03 951 4127 Italy 39-02-216091 Japan 03-5811-6270 Korea 82-2-
Latin America 305-894-5950 Mexico 514-2210 The Netherlands 0318-540666 New Zealand 64-9-4152280 Norway 22-74-18-70 Russia 7
Singapore 65-2729877 Spain 34-91-661-7085 Sweden 46 (0)8-55 51 27 00 Switzerland 01-809 55 55 United Kingdom 0800-18

iCycler クイックガイド

起動 装置の右側後部にある電源スイッチをONにしてアイサイクラー (iCycler) を起動します。短時間の自己診断を実行すると、Log In画面が現れます。

ログイン

- ・すでにユーザ登録をしている場合(Registered User) :
Enter&j%. ユーザリストから自分の名前を選択します。
- ・まだユーザ登録をしていない場合(New User) :
右向き矢印キーでNew Userを選択してから、Enterを押します。
英数字キーパッドで保存したい名前を入力します。
- ✓ 同じ数字キーに指定されている英文字を入力する場合は、数字キーを押しつづけ英文字を選択します。
- ✓ 大文字をタイプする場合やスペースを入れる場合は、その表示があるファンクションキーを選択します。
- ✓ 数字をタイプする場合は、シフトキーを選択します。
- ・名前のタイプが完了したら、Enterを押します。

暗証番号 (PIN : Personal Identification Number)

- ・ PINを登録している場合は、それを入力するよう求められます。
- ・ 新規ユーザの場合は、自分のプロトコール・ファイルを保護するための PINを登録するか、しないかを選択します。

以上の入力終了すると、Home画面になります。

保存したプロトコールの実行

- ・ Home画面でF1を押して、プロトコール・ライブラリを表示します。
- ・ 矢印キーを用い、実行するプロトコールを選択します。
- ・ Enterを押し、選択ボックスからRun Templateを選択します。
- ・ Run Set up 画面で選択したプロトコールを確認します：
- ✓ ホットスタート法、温度測定法の選択。
- ✓ この画面で、リンクするプロトコールを選択できます。
- ・ F5を押して、プロトコールを実行します。

Run画面でシフトキーを押しながらF1を押すとHome画面に、Home画面でシフトキーを押しながらF2を押すとRun画面へ直ちに移動できます。

保存したプロトコルの編集

- Home画面でF1を押して、プロトコル・ライブラリを表示します。
- 矢印キーを使って編集するプロトコルを選択します。
- Enterを押し、選択ボックスからEdit Templateを選択します。

プロトコルの編集可能なフィールドは、いずれでも変更できます。

- ステップやサイクルを追加あるいは削除する場合は、F4を押します。
- 時間または温度の上昇下降設定を変更する場合は、カーソルを設定する時間あるいは温度の値に移動してからF3を押します。
- 温度変化の時間または勾配は、カーソルを移動して設定します。
- プロトコルの編集が終了したら、F5を押します。
- ✓ 選択ボックスからRun Protocolを選択することにより、編集したプロトコルを保存しないで実行することができます。
- ✓ 選択ボックスからSave Protocol または Save Protocol As...を選択することにより、編集したプロトコルを実行する前に保存することができます。プロトコルをそのまま保存、または名前をつけて保存した後、選択ボックスからRun Protocolを選択します。

新規プロトコルの作成

- Home画面でF2を押します。
- 矢印キーを使って選択ボックスのCustomを選択し、Enterを押します。
- プロトコルを編集します。
- ステップやサイクルを追加あるいは削除する場合は、F4を押します。
- 時間または温度の上昇下降設定を変更する場合は、カーソルを設定する時間あるいは温度の値に移動してからF3を押します。
- 温度変化の時間または勾配は、カーソルを移動して設定します。
- プロトコルの編集が終了したら、F5を押します。
- ✓ 選択ボックスのRun Protocolを選択することにより、編集したプロトコルを保存しないで実行することができます。
- ✓ 選択ボックスからSave Protocol または Save Protocol As...を選択することにより、編集したプロトコルを実行する前に保存することができます。プロトコルをそのまま保存、または名前をつけて保存した後、選択ボックスからRun Protocolを選択します。

BIO-RAD

Bio-Rad
Laboratories

Life Science
Group

Website www.bio-rad.com U.S. (800) BIORAD A (01) 8771111 02 8911411 2800 Aus 09-385 89 01 55 11 Canada 86-10-62051850/51 Denmark 45 39 17 99 47 Finland 358 (0)9 804 2200 France 01 43 90 46 90 Germany 089 318 84-0 China 86-10-62051850/51 India (91-11) 461-0103 Israel 03 951 4127 Italy 39-02-216091 Japan 03-5811-6270 Korea 82-2-Song Kong 852-2789-3300 Mexico 514-2210 The Netherlands 0318-540666 New Zealand 64-9-4152280 Norway 22-74-18-70 Russia 7-Latin America 305-894-5950 Singapore 65-2729877 Spain 34-91-661-7085 Sweden 46 (0)8-55 51 27 00 Switzerland 01-809 55 55 United Kingdom 0800-18

사용 설명서

시작. 기기의 뒷면 오른쪽에 있는 전원 스위치를 사용하여 iCycler의 전원을 켜십시오. 기기의 진단이 신속하게 진행된 후에 Log In 화면이 나타납니다.

로그인.

- 등록 사용자인 경우:
Enter를 누르고 사용자 목록에서 자신의 이름을 선택하십시오.
- 아직 등록 사용자가 아닌 경우:
오른쪽 화살표 키를 사용하여 New User를 선택한 다음 Enter를 누르십시오.
문자 숫자 키패드를 사용하여 이름을 입력하십시오.
 - ✓ 이전의 문자가 같은 숫자 키에 있다면 화살표를 사용하여 문자를 입력해야 할 수도 있습니다.
 - ✓ 올바르게 라벨이 붙은 기능 키를 선택하면 대문자를 입력하거나 또는 이름에 스페이스를 추가할 수 있습니다.
 - ✓ shift 키를 선택하면 이름에 숫자를 넣을 수 있습니다.
- 이름을 입력했으면 Enter를 누르십시오.

PIN 보호.

- PIN이 있는 경우에는 여기에 입력하라는 요청 메시지가 나타납니다.
- 신규 사용자의 경우 프로토콜 파일을 보호하기 위해 PIN을 선택할 수 있습니다.

다른 때에는 PIN 보호를 선택할 기회가 없다는 것에 유의하십시오.
이제 Home 화면이 나타납니다.

저장된 프로토콜을 실행하려면.

- Home 화면에서 F1을 눌러 프로토콜 라이브러리를 선택하십시오.
- 화살표 키를 사용하여 원하는 프로토콜을 선택하십시오.
- Enter를 누르고 선택 상자에서 Run Protocol을 선택하십시오.
- Run Preparation 화면에서 선택 사항들을 확인하십시오:
 - ✓ 핫 스타트 상태, 온도 측정 방법.
 - ✓ 이 화면에서 프로토콜의 링크를 선택할 수 있습니다.
- F5를 눌러 프로토콜을 실행시키십시오.

shift 키를 누른 상태에서 Home 화면을 위해서는 F1, Run 화면을 위해서는 F2를 선택하여 Run 화면과 Home 화면 사이를 오갈 수 있습니다.

저장된 프로토콜을 편집하려면.

- Home화면에서 F1을 눌러 프로토콜 라이브러리를 선택하십시오.
- 화살표 키를 사용하여 원하는 프로토콜을 선택하십시오.
- Enters 누르고 선택 상자에서 Edit Protocols 선택 하십시오.

프로토콜에 대해 모든 필드를 변경할 수 있습니다.

- 단계 또는 사이클을 추가 또는 삭제하려면 F3을 누르십시오.
- 시간이나 온도의 증가 또는 감소를 선택하려면 조정할 시간이나 온도 필드에 커서를 놓고 F4를 누르십시오.
- Ramp 시간 또는 Ramp 속도를 설정하려면 설정하려는 온도에 커서를 놓고 F4를 누르십시오.
- 프로토콜의 편집이 끝나면 F5를 누르십시오.
- ✓ 선택 상자에서 Run Protocols 선택하면 편집한 내용을 저장하지 않고도 편집한 프로토콜을 실행할 수 있습니다.
- ✓ 프로토콜을 실행하기 전에 편집한 내용의 저장을 선택할 수 있습니다. 선택 상자에서 Save Protocol 또는 Save Protocol As...를 선택할 수 있습니다. 일단 프로토콜을 저장하거나 다른 이름으로 저장하고 나면 선택 상자에서 Run Protocols 선택 할 수 있습니다.

프로토콜을 작성하려면.

- Home화면에서 F2를 누르십시오.
- 화살표 키를 사용하여 선택 상자에서 Customs 선택 하고 Enters 누르십시오.
- 프로토콜을 위한 필드를 편집하십시오.
 - 단계 또는 사이클을 추가 또는 삭제하려면 F3을 누르십시오.
 - 시간이나 온도의 증가 또는 감소를 선택하려면 조정할 시간이나 온도 필드에 커서를 놓고 F4를 누르십시오.
 - Ramp 시간 또는 Ramp 속도를 설정하려면 설정하려는 온도에 커서를 놓고 F4를 누르십시오.
- 프로토콜의 편집이 끝나면 F5를 누르십시오.
- ✓ 선택 상자에서 Run Protocols 선택하면 편집한 내용을 저장하지 않고도 편집한 프로토콜을 실행할 수 있습니다.
- ✓ 프로토콜을 실행하기 전에 편집한 내용의 저장을 선택할 수 있습니다. 선택 상자에서 Save Protocol 또는 Save Protocol As...를 선택할 수 있습니다. 일단 프로토콜을 저장하거나 또는 다른 이름으로 저장하고 나면 선택 상자에서 Run Protocol을 선택할 수 있습니다.

BIO-RAD

Bio-Rad
Laboratories

Life Science
Group

Website www.bio-rad.com U.S. (800) 4BIORAD Australia 02 9914 2800 Austria (01)-877 89 01 Belgium 09-385 55 11 Canada 86-10-62051850/51 Denmark 45 39 17 99 47 Finland 358 (0)9 804 2200 France 01 43 90 46 90 Germany 089 318 84-0 Hong Kong 852-2789-3300 India (91-11) 461-0103 Israel 03 951 4127 Italy 39-02-216091 Japan 03-5811-6270 Korea 82-2-Latin America 305-894-5950 Mexico 514-2210 The Netherlands 0318-540666 New Zealand 64-9-4152280 Norway 22-74-18-70 Russia 7 Singapore 65-2729877 Spain 34-91-661-7085 Sweden 46 (0)8-55 51 27 00 Switzerland 01-809 55 55 United Kingdom 0800-18