



기압점: 2017.02.13 개정: 2017.02.10

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- · 제품 식별자
- ·제품명: KETOCHROME/17-OHCS by Column Test, REAG B
- · 상품번호: 1843013
- · 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 체외진단용 시약 및 구성품
- · 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- · 제조자/수입자/유통업자 정보:

한국바이오래드(주)

서울시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 10층

전화 (24hr): 080-007-7373

팩스: 02-3472-7003

Bio-Rad Korea Limited,

10th Fl., Hyunjuk Bldg., 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-936, Korea

Phone(24hr): 080-007-7373

Fax: 02-3472-7003

- · 추가적인 정보 획득 가능: Regulatory Affairs/Quality Assurance
- · 비상연락 전화번호:

GBK Gefahrgut Büro GmbH Tel.: 0049(0)6123-84463

2 유해성·위험성

· 순물질 또는 혼합물의 분류

피부 부식성/피부 자극성 – 구분 1 H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴 심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 1 H318 눈에 심한 손상을 일으킴

- · 라벨표기 요소
- ·GHS 라벨 요소

본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

·그림문자



GHS05

- · **신호어** 위험
- · 상표상에명확히위험성이표시된성분:

acetic acid

· 유해.위험 문구

피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

· 예방조치 문구

분진을·연무를흡입하지 마시오.

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

- · 기타 유해성
- · PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.

(2 쪽에계속)



기압점: 2017.02.13 개정: 2017.02.10

제품명: KETOCHROME/17-OHCS by Column Test, REAG B

(1 쪽부터계속)

·vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

- 화학 적특성:혼합물
- · 설명: 무해한 첨 가 물 이 함유된 아래에 열 거 된 물 질 로 만 들 어 진 혼 합 물.
- 위험 요소:

64-19-7 acetic acid

♦ 인화성 액체 – 구분 3, H226; ♦ 피부 부식성/피부 자극성 – 구분 1, H314

10-<25%

4 응급조치 요령

- · 응급조치요령 내용
- · 일 반 적 정보: 이 제품에 의해 오 염 된 의상은 즉 시 제 거 한 다.
- · 흡입했을 때:

사 고 자 에 게 신 선 한 공 기 를 쐬게 하고 안정을 취하도록 한다.

의사의치료를받는다.

환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.

· 피부에 접촉했을 때:

피부가 계속해서 자 극될 경 우에는 의 사 를 방 문 한 다.

즉시물과비누로씻고잘헹군다.

- · 눈에 들어갔을 때:
- 의사의치료를받는다.

흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어내고나서, 의사와 상담한 다

- · 먹었을 때: 물을 충분히 마시고 신선한 공기를 쐰다. 즉시 의사의 도움을 구한다.
- · 기타 의사의 주의사항:
- · 가장 중요한 급•만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · **즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

- · 소화제
- · **적절한 소화제:** 주 변 환 경에 맞는 화 재 진 화방법을 사용한다.
- · 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성

화 재 시 다음과 같이 방 출 될 수 있 다.

일산화탄소 (CO)

CO₂

- · 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:

주 변 환 경 의 공 기 에 좌 우 되 지 않 는 방 독 면 착 용한다.

완 전 무 장 보 호 복 착 용한다.

· **추가 정보** 오염된용기는물로냉각한다.

6 누출 사고 시 대처방법

· 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차

충 분 한 산 소 를 공 급한다.

안 전 장 비 착 용하고, 무 방 비 의 사 람 은 격 리 시킨다.

환경 관련 예방조치:

많 은 물 로 희석 시킨다.

(3 쪽에계속)



기압점: 2017.02.13 개정: 2017.02.10

제품명: KETOCHROME/17-OHCS by Column Test, REAG B

(2 쪽부터계속)

하수도망/해수면위의물/지하수로도달하지않게한다.

· 밀폐 및 정화 방법과 소재:

회복되거나또는쓰레기처리된적당한용기로옮긴다.

액 체 가 혼 합 된 물 질 (모 래, 규 조 토, 산 성 결 합 물, 일 반 결 합 물, 톱 밥)에 흡입되도록 한다. 중성제를사용한다.

항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.

충분한 환기가 되도록 한다.

· 타 섹션 참조

안 전 관 리 에 대한 정보는 제7 장 을 참고하시오.

개 인 보 호 장 비에 대한 정보는 제8 장 을 참고하시 오.

쓰 레 기 처 리 에 대한 정보는 제13 장 을 참고하시 오.

7취급 및 저장방법

- ·취급:
- · 안전 취급을 위한 예방조치

용기를새지않게밀폐한채보관한다.

반드시통풍이잘되는지역에서사용한다.

작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.

연무질이형성되는것을피한다.

- · 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보: 특 별 한 조 치 가 필 요없음.
- · 혼합위험성 등 안전 저장 조건
- · 보관:
- · 안전한 저장 방법:

용기에 적 합 하 지 않 은 재료: 알 루 미 늄.

경금속그릇은사용하지않는다

- · **하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:** 음식물과 따로 보관한다.
- · 보 관 조 건 에 관 한 추가적인 정보: 용기를새지않게밀폐한채보관한다.
- · 보관등급: (VCI) 8 B

64-19-7 acetic acid

· 구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

- · 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이 상 의 자료는 없음. 항 목 7 을 참고하시 오.
- ·통제 변수

·화학물질의	ᅵ노출기	준, 생물학	[‡] 적 노출	기준 등:
--------	------	--------	-------------------	-------

or 19 7 accele acid					
TLV (KR)	[단기간의값: 37 mg/m³, 15 ppm				
	단기간의값: 37 mg/m³, 15 ppm 장기간의값: 25 mg/m³, 10 ppm				
IOELV (EU)	장기간의값: 25 mg/m³, 10 ppm				
PEL (US)	장기간의값: 25 mg/m³, 10 ppm				
REL (US)	단기간의값: 37 mg/m³, 15 ppm 장기간의값: 25 mg/m³, 10 ppm				
	장기간의값: 25 mg/m³, 10 ppm				
TLV (US)	단기간의값: 37 mg/m³, 15 ppm 장기간의값: 25 mg/m³, 10 ppm				
	상기산의값: 25 mg/m³, 10 ppm				

· **추 가 정보:** 제 조 할 당시에 유 효 한 목 록을 기초로 사용했다.

(4 쪽에계속)



기압점: 2017.02.13 개정: 2017.02.10

제품명: KETOCHROME/17-OHCS by Column Test, REAG B

(3 쪽부터계속)

- · 노출 통제
- ·개인 보호구
- 일반적보호조치및위생조치:

식료품, 음료수와사료로부터멀리떨어뜨려놓는다.

더 러 위 지 거 나 음 료 수 가 묻 은 옷 은 즉 시 탈의한다.

휴 식 전 이 나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.

눈 과 피 부와의 접 촉 은 피 한 다.

· 호흡기 보호:

단기간용여과기:

단 시 간 또 는 경 미 한 오 염 의 경 우에는 호 흡 여 과 기 를 사 용 한 다. 심각한 또 는 장 기 간 노 출시에 는 호 흡 보 호 장 비 를 사 용 한 다.

환기가 충부하지 않을 때는 호흡 보호 장비를 사용한다.

· 손 보호:



보호용장 갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.

테 스 트 를 하 지 않 았기 때문에 제 품 / 조 제 / 화 학 혼 합 물에 적합한 장갑재질에 대한 추천이 없다. 투과 시 간, 침 투 율 과 저하를 고 려해서 장 갑 재 료를 선택한다.

장갑의재료

적합한장갑의선정은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업종에따라서 도다르게선정되어야한다. 제품은다양한재료로부터의조제로이루어지는것이기때문에, 장갑재질의안 정성은사전에예측되어질수있는것이아니고, 반드시사용전에 (그안전성이) 체크되어져야한다.

- · 장 갑 재 료 의 투과시 간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.
- · **눈 보호:** 보호안경



꽉조이는보안경

· 신체 보호: 안전작업복

9물리화학적 특성

- · 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보
- 일반정보
- · 외형

물리적 상태:액체의색:색소가없는· 냄새:찌르는듯한· 후각역치알맞지않다.

1

· pH 의경우 20 °C:

·상태변화

녹는점/어는점: 맞지않는 **초기 끓는점과 끓는점 범위:** >34 °C

· **인화점:** 해당사항 없음. · **인화성(고체, 기체):** 해당사항 없음.

· 점화온도: 485 °C

(5 쪽에계속)



기압점: 2017.02.13 개정: 2017.02.10

제품명: KETOCHROME/17-OHCS by Column Test, REAG B

(4 쪽부터계속)

· **분해 온도:** 알맞지않다.

·**자기점화:** 이제품은자연발화성이없다.

· 폭발위험: 이제품은폭발위험성이없다

· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

아래로: 4.0 Vol % 위로: 19.9 Vol % · 증기압 의경우 20 °C: 23 hPa

· **밀 도 의경우 20 °C:** 1 g/cm³

⋅ 비중:얼맞지않다.⋅ 증기밀도:알맞지않다.⋅ 증발 속도:알맞지않다.

· 용해도:

물: 완전히혼합할수있는

·n 옥탄올/물 분배계수: 알맞지않다.

· 점도:

역학성: 알맞지않다. **동점성:** 알맞지않다.

· **기타 정보** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

- · **반응성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- ·화학적 안정성
- · 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건:
- 규정에따라보관하거나취급할경우해체는없다.
- · 유해반응 가능성
- 알 루 미 늄 (알 칼 리)에 반응한다.
- 수 소 생 성 하 에 서 금 속에 반응한다.
- · **피해야 할 조건** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 유해분해물질: 수소

11 독성에 관한 정보

- · 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:
- · 일차적 자극 효과:
- · **피부 부식성 또는 자극성:** 피부와점막에강한부식작용.
- · 심한 눈 손상 또는 자극성: 강한부식작용
- · **감각화:** 민감한영향이없는것으로알려져있다.
- · 추 가 적 인 독성에 관한 정보:

이제품은유럽공동체의공동분류원칙의합법적인절차에근거하여최근에발효된원고에서아래위험들의 사전준비에대하여제시하고있다.

부식작용의

삼킬경우식도나위등의내장기관벽에상처를주는위험과마찬가지로입주변이나구강에강한부식작용을 한다

- KR -



기압점: 2017.02.13 개정: 2017.02.10

제품명: KETOCHROME/17-OHCS by Column Test, REAG B

(5 쪽부터계속)

12 환경에 미치는 영향

- ·독성
- · **수생독성:** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 환 경 시스템에서의 행 동:
- · 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · **토양내 이동성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 생태독성:
- · 의견:

이제품은테스트시스템에서 p H-수치를변화시킵니다. 이결과물은중성화되지않는검사 (시험) 와관련 이있습니다.

- · 추가적인 생태학 정보:
- · 일반 특징:

수질오염등급 1 (자체등급분류): 약하게수질오염이된

희석시키지않은채대량으로지하수나, 하천으로그리고하수도망에도달하지않게한다.

희석시키지않은채또는중화시키지않은채하수도나배수로에도달하지않게해야한다.

많은양을하수도관이나하천으로방류하게되면, p $\,\mathrm{H}$ -수치는낮아집니다. 낮아진 p $\,\mathrm{H}$ -수치는물속의유기 체를손상시킵니다. 사용농축액을희석시키면 p H-수치는현저하게높아지게됩니다. 그래서제품을사용 한후에하수도관에도달되는폐수는물에끼치는위험성이약해지게됩니다.

- · PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- · PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- ·vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.
- · **기타 부작용** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

- · 폐기물 처리 방법
- · 권고:

당국의특별처리규정을고려하여이행해야한다.

생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되서는안된다.

- · 비위생적 포장:
- · 권고:

오염된포장지는재생하여사용될수없다

정화할수없는포장지는원재료와같이폐기시킨다.

· 추 천 세정제: 경우에따라서세제가첨가된물

14 운송에 필요한 정보

유에	버ㅎ

· ADR, IMDG, IATA UN2790

· UN 적정 선적명

· ADR 2790 ACETIC ACID SOLUTION · IMDG, IATA

ACETIC ACID SOLUTION

(7 쪽에계속)



기압점: 2017.02.13 개정: 2017.02.10

제품명: KETOCHROME/17-OHCS by Column Test, REAG B

(6 쪽부터계속) · 교통 위험 클래스 · ADR, IMDG, IATA 8 부식작용하는물질 · 위험물 라벨 ·용기등급 · ADR, IMDG, IATA Ш · 환경적 유해물질: · 해양오염물질: 아니오 경고: 부식작용하는물질 · 이용자 특별 예방조치 · 위험 코드: 80 · EMS-번호: F-A,S-B · Segregation groups Acids · Stowage Category Α · MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협 약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따 른 벌크(bulk) 운송 해당사항 없음. 운 송/추가 정보: \cdot ADR · 한정 수량 (LQ) 5L Code: E1 · Excepted quantities (EQ) Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml · 운송 구분 3 · 터널 제한 코드 Ε · IMDG · Limited quantities (LQ) 5L Code: E1 · Excepted quantities (EQ) Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

15 법적 규제현황

· UN "모범 규제":

산업안전보건법에 의한 규제:

· 제조 등 금지물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 허가대상물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 관리대상유해물질:

64-19-7 acetic acid

(8 쪽에계속

UN 2790 ACETIC ACID SOLUTION, 8, III



기압점: 2017.02.13 개정: 2017.02.10

제품명: KETOCHROME/17-OHCS by Column Test, REAG B

(7 쪽부터계속)

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률

· Korean Existing Chemical Inventory				
64-19-7	acetic acid	KE-00013		
7732-18-5	water, distilled, conductivity or of similar purity	KE-35400		

화학물질관리법

·사고대비물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

·금지물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

어떠한내용물도목록화되어있지않다

유독물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

·허가물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

·GHS 라벨 요소

본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

·그림문자



GHS05

· **신호어** 위험

· 상표상에명확히위험성이표시된성분:

acetic acid

· 유해.위험 문구

피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

· **예방조치 문구** 분진을·연무를흡입하지 마시오.

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

· 화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

16 그 밖의 참고사항

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다. 하지만이보고서는생산특성에관한보 증은기술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다

· MSDS(물질보건안전자료) 책임 부서:

Bio-Rad Laboratories GmbH

Heidemannstrasse 164

D-80939 Munich

· 담당자:

Technical Support:

E-Mail: cts-ce@bio-rad.com · 최초 작성일자: 2007.08.29

(9 쪽에계속)





기압점: 2017.02.13 개정: 2017.02.10

제품명: KETOCHROME/17-OHCS by Column Test, REAG B

(8 쪽부터계속)

· 개정 횟수 및 최종 개정일자: 15 / 2017.02.10

약어와 두문자어:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* 이전 버전과 비교해서 데이터가 변 경 됨

- KR