29.01.2018	Kit Components
Product code	Description
005400 DiaMed HbF Screening Test	
Components:	
34	DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution
35	DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

36

DiaMed HbF Screening Test Staining Solution



página: 1/9

Revisão: 29.01.2018

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

· 1.1 Identificador do produto

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

· Id-N° 005400

· Numero FDS Bio-Rad: 2039M · Referências e embalagens: 05040

 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

Utilização da substância / da preparação
 Componente ou dispositivo médico para diagnóstico in vitro

· 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante/fornecedor:

DiaMed GmbH Pra Rond 23 CH-1785 Cressier FR

(Switzerland/Schweiz/Suisse/Swizzera)

Tel: +41 (0)26 674 51 11 Fax: +41 (0)26 674 51 45

- · Entidade para obtenção de informações adicionais: fds-msds.ch@bio-rad.com
- 1.4 Número de telefone de emergência: CHEMTREC Portugal: +(351)-308801773

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

- · 2.1 Classificação da substância ou mistura
 - · Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008



GHS02 chama

Flam. Lig. 2 H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

- 2.2 Elementos do rótulo
 - · Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

· Pictogramas de perigo



- · Palavra-sinal Perigo
- · Advertências de perigo

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

· Recomendações de prudência

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas

abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P241 Utilizar equipamento eléctrico/de ventilação/de iluminação/à prova

de explosão.

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/

protecção facial.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com

água/tomar um duche.

P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/

regional/nacional/internacional.

(continuação na página 2)



página: 2/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

ution

Revisão: 29.01.2018

(continuação da página 1)

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

· 2.3 Outros perigos

· Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT: Não aplicável.mPmB: Não aplicável.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

· 3.2 Caracterização química: Misturas

· Descrição: Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

· Substâncias perigosas:

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 etanol

🚸 Flam. Liq. 2, H225

76,0%

Número de índice: 603-002-00-5

· Avisos adicionais:

O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

- · 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
 - · Em caso de inalação: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
 - · Em caso de contacto com a pele: Em geral o produto não é irritante para a pele.
 - · Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas.

- · Em caso de ingestão: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- · 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

• 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

- · 5.1 Meios de extinção
 - Meios adequados de extinção:

CO2, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.

Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

- · 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
 - · Equipamento especial de protecção: Não são necessárias medidas especiais.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

• 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência Prever a existência de ventilação suficiente.

Manter as fontes de ignição afastadas.

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

· 6.2 Precauções a nível ambiental:

Diluir em bastante água.

Não permitir que a substância cheque à canalização ou à água.

Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

(continuação na página 3)



página: 3/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(continuação da página 2)

Revisão: 29.01.2018

· 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura).

· 6.4 Remissão para outras secções

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

SECÇAO 7: Manuseamento e armazenagem

- · Manuseamento:
 - · Precauções para prevenir incêndios e explosões:

Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.

Proteger contra descargas electrostáticas.

- · 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
 - · Armazenagem:
 - · Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:

Armazenar num local fresco.

- · Avisos para armazenagem conjunta: Não necessário.
- · Outros avisos sobre as condições de armazenagem:

Manter o recipiente hermeticamente fechado.

Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.

ver folheta informativo correspondente.

· 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

· Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas:

Não existem outras informações, ver ponto 7.

- · 8.1 Parâmetros de controlo
 - · Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:

64-17-5 etanol

VLE Valor para exposição curta: 1000 ppm

A3; Irritação do TRS

· Indicações adicionais:

Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

- · 8.2 Controlo da exposição
 - · Equipamento de protecção individual:
 - Medidas gerais de protecção e higiene:

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.

· Protecção das mãos:



Luvas de protecção

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.

Material das luvas

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais

(continuação na página 4)



página: 4/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(continuação da página 3)

Revisão: 29.01.2018

leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

Tempo de penetração no material das luvas
 Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

Protecção dos olhos: Óculos de protecção

· Densidade de vapor

· Taxa de evaporação:



Óculos de protecção totalmente fechados

· Protecção da pele: Vestuário de protecção no trabalho

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas			
· 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base · Informações gerais · Aspeto:			
· Forma:	Líquido		
· Cor:	Incolor		
· Odor:	tipo álcool		
· Limiar olfactivo:	Não classificado.		
· valor pH:	Não classificado.		
· Mudança do estado: · Ponto de fusão/ponto de congela	ação: unbekannt ℃ Não classificado.		
 Ponto de ebulição inicial e interv ebulição: 	alo de 78℃ (ethanol)		
· Ponto de inflamação:	13℃ (ethanol) Não aplicável.		
· Temperatura de ignição:	425°C (ethanol)		
· Temperatura de decomposição:	Não classificado.		
· Temperatura de autoignição:	O produto não é auto-inflamável.		
· Propriedades explosivas:	O produto não é explosivo. Contudo, é possível a formação de misturas explosivas ar/vapor.		
· Limites de explosão: · Inferior: · Superior:	3,5Vol % (ethanol) Não classificado. 15Vol % (ethanol) Não classificado.		
· Pressão de vapor em 20℃:	59hPa		
· Densidade em 20°C:	0,843g/cm ³ Não classificado.		
Densidade relativa	Não classificado.		

(continuação na página 5)

Não classificado.

Não classificado.



página: 5/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

nution

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(continuação da página 4)

Revisão: 29.01.2018

· Solubilidade em / miscibilidade com

água: Completamente misturável.

· Coeficiente de partição: n-octanol/água Não classificado.

· Viscosidade:

Dinâmico:Cinemático:Não classificado.Não classificado.

· Percentagem de solvente:

· Solventes orgânicos: 75,9% · Água: 24,1%

· Percentagem de substâncias sólidas: 0,0%

9.2 Outras informações
 Não existe mais nenhuma informação relevante

disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

- · 10.1 Reactividade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.2 Estabilidade química
 - Decomposição térmica / condições a evitar:

Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.

- · 10.3 Possibilidade de reações perigosas Não se conhecem reacções perigosas.
- · 10.4 Condições a evitar Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.5 Materiais incompatíveis: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

- 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
 - · Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

- · Efeito de irritabilidade primário:
 - · Corrosão/irritação cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· Lesões oculares graves/irritação ocular

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· Sensibilização respiratória ou cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· Avisos adicionais de toxicologia:

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

- · Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)
 - · Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

(continuação na página 6)



página: 6/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

Revisão: 29.01.2018

(continuação da página 5)

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

· Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

- · Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição única Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- · Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição repetida Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- · Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

- · 12.1 Toxicidade
 - Toxicidade aquática: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.2 Persistência e degradabilidade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.3 Potencial de bioacumulação Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.4 Mobilidade no solo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
 - · Outras indicações ecológicas:
 - · Indicações gerais:

Classe de perigo para a água 1 (D) (auto-classificação): pouco perigoso para a água Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água ou à canalização.

- · 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
 - · PBT: Não aplicável.
 - · mPmB: Não aplicável.
- · 12.6 Outros efeitos adversos Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇAO 13: Considerações relativas à eliminação

- · 13.1 Métodos de tratamento de resíduos
 - · Recomendação:

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que cheque à canalização.

- Embalagens contaminadas:
 - · Recomendação: Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.
 - · Meio de limpeza recomendado:

Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza

· 14.1 Número ONU	
· ADR, IMDG, IATA	UN1170
· 14.2 Designação oficial de transporte da ON	U
· ADR	1170 ETANOL EM SOLUÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO EM SOLUÇÃO)
· IMDG	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL
	SOLUTION)
· IATA	ETHANOL SOLUTION

(continuação na página 7



página: 7/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

Revisão: 29.01.2018

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(continuação da página 6)

· 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

· ADR



 Classe 3 (F1) Líquidos inflamáveis

· Rótulo

· IMDG, IATA



· Class 3 Líquidos inflamáveis

· Label

· 14.4 Grupo de embalagem

· ADR, IMDG, IATA Ш

· 14.5 Perigos para o ambiente:

· Poluente das águas: Não

· 14.6 Precauções especiais para o utilizador Atenção: Líquidos inflamáveis

· Nº Kemler: F-E,S-D · Nº EMS:

 Stowage Category Α

· 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o

Código IBC Não aplicável.

· Transporte/outras informações:

· ADR

· Quantidades Limitadas (LQ)

· Quantidades exceptuadas (EQ) Código: E2

> Quantidade líquida máxima por embalagem interior: 30 ml Quantidade líquida máxima por

embalagem exterior: 500 ml

· Categoria de transporte 2 · Código de restrição em túneis D/E

· IMDG

 Limited quantities (LQ) 1L

 Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner

packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer

packaging: 500 ml

UN 1170 ETANOL EM SOLUÇÃO (ÁLCOOL UN "Model Regulation":

ETÍLICO EM SOLUÇÃO), 3, II



página: 8/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

Revisão: 29.01.2018

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(continuação da página 7)

SECCÃO 15: Informação sobre regulamentação

- 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente
 - · Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n. º 1272/2008

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

· Pictogramas de perigo



- · Palavra-sinal Perigo
- · Advertências de perigo

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

Recomendações de prudência

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas

abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P241 Utilizar equipamento eléctrico/de ventilação/de iluminação/à prova

Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/ P280

protecção facial.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com

água/tomar um duche.

Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P403+P235 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/ P501

regional/nacional/internacional.

- · Diretiva 2012/18/UE
 - · Substâncias perigosas designadas ANEXO I

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- · Categoria "Seveso" P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS
- · Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior

5.000 t

- · Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior 50.000 t
- · Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII Condições de limitação: 3
- · 15.2 Avaliação da segurança química:

Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação

· Departamento que elaborou a ficha de segurança:

DiaMed GmbH Pra Rond 23 CH-1785 Cressier FR

(Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera)

(continuação na página 9)



página: 9/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

(continuação da página 8)

Revisão: 29.01.2018

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

· Abreviaturas e acrónimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Flam. Liq. 2: Líquidos inflamáveis – Categoria 2

· * Dados alterados em comparação à versão anterior

PT -



página: 1/9

Revisão: 29.01.2018

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- · 1.1 Identificador do produto
 - Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution
 - · Id-N° 005400
 - · Numero FDS Bio-Rad: 2040M · Referências e embalagens: 05030
- 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

- Utilização da substância / da preparação
 Componente ou dispositivo médico para diagnóstico in vitro
- · 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
 - · Fabricante/fornecedor:

DiaMed GmbH Pra Rond 23 CH-1785 Cressier FR

(Switzerland/Schweiz/Suisse/Swizzera)

Tel: +41 (0)26 674 51 11 Fax: +41 (0)26 674 51 45

- · Entidade para obtenção de informações adicionais: fds-msds.ch@bio-rad.com
- 1.4 Número de telefone de emergência: CHEMTREC Portugal: +(351)-308801773

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

- · 2.1 Classificação da substância ou mistura
 - · Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008



GHS02 chama

Flam. Liq. 2 H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.



GHS05 corrosão

Skin Corr. 1A H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesões oculares graves.

- · 2.2 Elementos do rótulo
 - · Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

· Pictogramas de perigo





GHS02 GHS05

Salarana atrad David

- · Palavra-sinal Perigo
- · Advertências de perigo

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendações de prudência

P210

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

(continuação na página 2)



página: 2/9

data da impressão 29.01.2018 Número da versão 3 Revisão: 29.01.2018

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

(continuação da página 1)

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com

água/tomar um duche.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar

cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes

de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO

ANTIVENENOS/médico.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/

regional/nacional/internacional.

· 2.3 Outros perigos

· Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT: Não aplicável.mPmB: Não aplicável.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

etanol

· 3.2 Caracterização química: Misturas

· Descrição: Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

· Substâncias perigosas:

CAS: 64-17-5

EINECS: 200-578-6

Número de índice: 603-002-00-5

🕸 Flam. Liq. 2, H225

80,0%

· Avisos adicionais:

O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

- · 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
 - · Indicações gerais:

O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.

· Em caso de inalação:

Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.

· Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas, e consultar o médico.

· Em caso de ingestão:

Beber bastante água e respirar ar fresco. Consultar imediatamente um médico.

- · 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

- · 5.1 Meios de extinção
 - · Meios adequados de extinção:

CO2, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.

Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

(continuação na página 3)



página: 3/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

(continuação da página 2)

Revisão: 29.01.2018

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

· 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

- 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
 - · Equipamento especial de protecção: Não são necessárias medidas especiais.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Prever a existência de ventilação suficiente.

Manter as fontes de ignição afastadas. Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

· 6.2 Precauções a nível ambiental:

Diluir em bastante água.

Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.

Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

· 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura). Aplicar um agente de neutralização.

· 6.4 Remissão para outras secções

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

· 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Em caso de utilização correcta, não são necessárias medidas especiais.

· Precauções para prevenir incêndios e explosões:

Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.

Proteger contra descargas electrostáticas.

- · 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
 - · Armazenagem:
 - · Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:

Armazenar num local fresco.

- · Avisos para armazenagem conjunta: Não necessário.
- Outros avisos sobre as condições de armazenagem:

Manter o recipiente hermeticamente fechado.

Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.

ver folheta informativo correspondente.

· 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

· Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas:

Não existem outras informações, ver ponto 7.

· 8.1 Parâmetros de controlo

 Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:

64-17-5 etanol

VLE Valor para exposição curta: 1000 ppm

A3; Irritação do TRS

(continuação na página 4)



página: 4/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

(continuação da página 3)

Revisão: 29.01.2018

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

· Indicações adicionais:

Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

- · 8.2 Controlo da exposição
 - · Equipamento de protecção individual:
 - Medidas gerais de protecção e higiene:

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida. Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

- · Protecção respiratória: Não necessário.
- · Protecção das mãos:



Luvas de protecção

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.

· Material das luvas

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

- Tempo de penetração no material das luvas
 Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.
- Protecção dos olhos:
 Óculos de protecção



Óculos de protecção totalmente fechados

Protecção da pele: Vestuário de protecção no trabalho

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

- · 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
 - Informações gerais
 - · Aspeto:

Forma: Líquido
Cor: Incolor
Odor: tipo álcool
Limiar olfactivo: Não classificado.

· valor pH em 20°C: 1,9

- · Mudança do estado:
 - · Ponto de fusão/ponto de congelação: Não classificado.
 - · Ponto de ebulição inicial e intervalo de

ebulição: 78 °C (ethanol)

Ponto de inflamação:
 13℃ (ethanol)
 Não aplicável.

(continuação na página 5)



página: 5/9

data da impressão 29.01.2018 Número da versão 3 Revisão: 29.01.2018

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

	(continuação da página 4
· Inflamabilidade (sólido, gás):	Não aplicável.
· Temperatura de ignição:	425 ℃ (ethanol)
· Temperatura de decomposição:	Não classificado.
· Temperatura de autoignição:	O produto não é auto-inflamável.
· Propriedades explosivas:	O produto não é explosivo. Contudo, é possível a formação de misturas explosivas ar/vapor.
· Limites de explosão: · Inferior:	3,5Vol % (ethanol) Não classificado.
· Superior:	15Vol % (ethanol) Não classificado.
· Pressão de vapor em 20 ℃:	59hPa
· Densidade em 20°C:	0,827g/cm ³ Não classificado.
 Densidade relativa Densidade de vapor Taxa de evaporação: 	Não classificado. Não classificado. Não classificado.
· Solubilidade em / miscibilidade com · água: Completamente misturável.	
· Coeficiente de partição: n-octanol/águ	<u>'</u>
· Viscosidade: · Dinâmico: · Cinemático:	Não classificado. Não classificado.
· Percentagem de solvente: · Solventes orgânicos: · Água:	80,5% 19,2%
	l idas: 0,0% existe mais nenhuma informação relevante onível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

- · 10.1 Reactividade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.2 Estabilidade química
 - Decomposição térmica / condições a evitar:

Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.

- · 10.3 Possibilidade de reações perigosas Não se conhecem reacções perigosas.
- · 10.4 Condições a evitar Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.5 Materiais incompatíveis: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

РТ



página: 6/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

(continuação da página 5)

Revisão: 29.01.2018

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

· 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

· Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

- · Efeito de irritabilidade primário:
 - · Corrosão/irritação cutânea

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

· Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves.

· Sensibilização respiratória ou cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· Avisos adicionais de toxicologia:

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

- · Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)
 - · Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição única
 Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição repetida
 Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- · Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

- · 12.1 Toxicidade
 - · Toxicidade aquática: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.2 Persistência e degradabilidade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.3 Potencial de bioacumulação Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.4 Mobilidade no solo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
 - · Outras indicações ecológicas:
 - · Indicações gerais:

Classe de perigo para a água 1 (D) (auto-classificação): pouco perigoso para a água Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água ou à canalização.

Substâncias concentradas, ou seja não neutralizadas, não podem chegar aos esgotos nem às águas.

O escoamento de grandes quantidades na canalização ou nas águas pode diminuir os valores do pH. Um valor de pH reduzido é nocivo para os organismos aquáticos. Na diluição da concentração utilizada, o valor de pH é consideravelmente alto, pelo que, após a utilização do produto, os resíduos líquidos que chegam à canalização apresentam um risco baixo de contaminação das águas.

- · 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
 - · PBT: Não aplicável.
 - · mPmB: Não aplicável.

(continuação na página 7)



página: 7/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

(continuação da página 6)

Revisão: 29.01.2018

· 12.6 Outros efeitos adversos Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

- 13.1 Métodos de tratamento de resíduos
 - · Recomendação:

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que cheque à canalização.

- · Embalagens contaminadas:
 - · Recomendação: Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.
 - · Meio de limpeza recomendado:

Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza

SECÇAO 14: Informações relativas ao transporte
--

· 14.1 Número ONU · ADR, IMDG, IATA UN2924 · 14.2 Designação oficial de transporte da ONU 2924 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, CORROSIVO, N.S.A. (ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO), ÁCIDO CLORÍDRICO) ·IMDG FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL), HYDROCHLORIC ACID)

·IATA FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ETHANOL, HYDROCHLORIC ACID)

- · 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte



· Classe 3 (FC) Líquidos inflamáveis

· Rótulo

· IMDG, IATA



· Class 3 Líquidos inflamáveis

· Label

· 14.4 Grupo de embalagem

· ADR, IMDG, IATA Ш

· 14.5 Perigos para o ambiente:

· Poluente das águas: Não

· 14.6 Precauções especiais para o utilizador Atenção: Líquidos inflamáveis

· Nº Kemler: 338

· Nº EMS: F-E,S-C

(continuação na página 8)



В

página: 8/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

(continuação da página 7)

Revisão: 29.01.2018

Stowage Category

· Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

· 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o

Código IBC Não aplicável.

· Transporte/outras informações:

· ADR

· Quantidades Limitadas (LQ)

· Quantidades exceptuadas (EQ) Código: E2

> Quantidade líquida máxima por embalagem interior: 30 ml Quantidade líquida máxima por embalagem exterior: 500 ml

· Categoria de transporte · Código de restrição em túneis

·IMDG

· Limited quantities (LQ) 1L Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner

packaging: 30 ml

D/E

Maximum net quantity per outer

packaging: 500 ml

· UN "Model Regulation": UN 2924 LÍQUIDO INFLAMÁVEL,

CORROSIVO, N.S.A. (ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO), ÁCIDO CLORÍDRICO), 3, II

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

- · 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente
 - · Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

· Pictogramas de perigo



GHS02 GHS05

- · Palavra-sinal Perigo
- · Advertências de perigo

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

· Recomendações de prudência

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas P210

abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com

água/tomar um duche.

(continuação na página 9)

BIO-RAD

Ficha de dados de segurança Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

página: 9/9

data da impressão 29.01.2018 Número da versão 3 Revisão: 29.01.2018

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

(continuação da página 8)

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar

cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes

de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO

ANTIVENENOS/médico.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/

regional/nacional/internacional.

· Diretiva 2012/18/UE

- · Substâncias perigosas designadas ANEXO I cloreto de hidrogenio
- · Categoria "Seveso" P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS
- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior
 5.000 t
- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior
 50.000 t
- · Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII Condições de limitação: 3
- · 15.2 Avaliação da segurança química:

Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

· Departamento que elaborou a ficha de segurança:

DiaMed GmbH

Pra Rond 23

CH-1785 Cressier FR

(Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera)

· Abreviaturas e acrónimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Líquidos inflamáveis - Categoria 2

Skin Corr. 1A: Corrosão/irritação cutânea - Categoria 1A

Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1

* Dados alterados em comparação à versão anterior

__



página: 1/9

Revisão: 29.01.2018

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- · 1.1 Identificador do produto
 - Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution
 - · **Id-N**° 005400
 - · Numero FDS Bio-Rad: 2041M · Referências e embalagens: 41711
- 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

- Utilização da substância / da preparação
 Componente ou dispositivo médico para diagnóstico in vitro
- · 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
 - · Fabricante/fornecedor:

DiaMed GmbH Pra Rond 23 CH-1785 Cressier FR

(Switzerland/Schweiz/Suisse/Swizzera)

Tel: +41 (0)26 674 51 11 Fax: +41 (0)26 674 51 45

- · Entidade para obtenção de informações adicionais: fds-msds.ch@bio-rad.com
- 1.4 Número de telefone de emergência: CHEMTREC Portugal: +(351)-308801773

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

- · 2.1 Classificação da substância ou mistura
 - · Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008



GHS05 corrosão

Skin Corr. 1A H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesões oculares graves.

- · 2.2 Elementos do rótulo
 - · Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

· Pictogramas de perigo



- · Palavra-sinal Perigo
- · Advertências de perigo

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

· Recomendações de prudência

P260 Não respirar as poeiras ou névoas.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com

água/tomar um duche.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar

cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO

ANTIVENENOS/médico.

(continuação na página 2)



página: 2/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

ition

Revisão: 29.01.2018

(continuação da página 1)

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/

regional/nacional/internacional.

· 2.3 Outros perigos

· Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT: Não aplicável.mPmB: Não aplicável.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

· 3.2 Caracterização química: Misturas

· Descrição: Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

· Substâncias perigosas:		
CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5	glicerol substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho	15,0%
CAS: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4	Ammonium iron (III) sulfate dodecahydrate Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	2,3%
CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 Número de índice: 016-020-00-8	ácido sulfúrico em solução Skin Corr. 1A, H314	1,0%

[·] Avisos adicionais:

O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

- · 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
 - · Indicações gerais:

O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.

· Em caso de inalação:

Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.

· Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas, e consultar o médico.

· Em caso de ingestão:

Beber bastante água e respirar ar fresco. Consultar imediatamente um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
 Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

- · 5.1 Meios de extinção
 - · Meios adequados de extinção:

CO2, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.

Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

· 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

(continuação na página 3)



página: 3/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

(continuação da página 2)

Revisão: 29.01.2018

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

· 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

· Equipamento especial de protecção: Não são necessárias medidas especiais.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
- · 6.2 Precauções a nível ambiental:

Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.

Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

· 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura). Aplicar um agente de neutralização.

· 6.4 Remissão para outras secções

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

- · Manuseamento:
 - · Precauções para prevenir incêndios e explosões:

Não são necessárias medidas especiais.

- · 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
 - · Armazenagem:
 - · Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:

Sem requisitos especiais.

- · Avisos para armazenagem conjunta: Não necessário.
- · Outros avisos sobre as condições de armazenagem:

Manter o recipiente hermeticamente fechado.

ver folheta informativo correspondente.

· 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

· Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas:

Não existem outras informações, ver ponto 7.

- · 8.1 Parâmetros de controlo
 - Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:

56-81-5 glicerol

VLE Valor para exposição longa: 10 mg/m³ Irritação do TRS

7664-93-9 ácido sulfúrico em solução

VLE Valor para exposição longa: 0,2 mg/m³ Fração torácica,A2; Função respiratória

· Indicações adicionais:

Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

(continuação na página 4)



página: 4/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

ution

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(continuação da página 3)

Revisão: 29.01.2018

· 8.2 Controlo da exposição

- · Equipamento de protecção individual:
 - Medidas gerais de protecção e higiene:

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens. Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida. Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho. Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

· Protecção das mãos:



Luvas de protecção

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.

· Material das luvas

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

Tempo de penetração no material das luvas

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

· Protecção dos olhos:

Óculos de protecção



Óculos de protecção totalmente fechados

· Protecção da pele: Vestuário de protecção no trabalho

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base · Informações gerais · Aspeto: · Forma: Líquido · Cor: Azul · Odor: Inodoro Limiar olfactivo: Não classificado. · valor pH em 20°C: 1,1 · Mudança do estado: · Ponto de fusão/ponto de congelação: Não classificado. · Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: Não classificado. · Ponto de inflamação: Não aplicável. · Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável. · Temperatura de ignição: 400°C (glycerol) (continuação na página 5)

— PT



página: 5/9

Revisão: 29.01.2018

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(continuação da página 4) · Temperatura de decomposição: Não classificado. · Temperatura de autoignição: O produto não é auto-inflamável. · Propriedades explosivas: O produto não corre o risco de explosão. · Limites de explosão: 0.9Vol % · Inferior: Não classificado. · Superior: 0.0Vol % Não classificado. · Pressão de vapor em 20 °C: 23hPa · Densidade: Não classificado. · Densidade relativa Não classificado. · Densidade de vapor Não classificado. Não classificado. · Taxa de evaporação: · Solubilidade em / miscibilidade com · água: Completamente misturável. · Coeficiente de partição: n-octanol/água Não classificado. · Viscosidade: · Dinâmico: Não classificado. Não classificado. · Cinemático: · Percentagem de solvente: · Solventes orgânicos: 14,6% · Água: 81,0% 0,0% · Percentagem de substâncias sólidas: 9.2 Outras informações Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

- · 10.1 Reactividade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.2 Estabilidade química
 - · Decomposição térmica / condições a evitar:

Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.

- · 10.3 Possibilidade de reações perigosas Não se conhecem reacções perigosas.
- · 10.4 Condições a evitar Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.5 Materiais incompatíveis: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

- 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
 - · Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

- Efeito de irritabilidade primário:
 - · Corrosão/irritação cutânea

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

(continuação na página 6)



página: 6/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

(continuação da página 5)

Revisão: 29.01.2018

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

· Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves.

· Sensibilização respiratória ou cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· Avisos adicionais de toxicologia:

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)
 - · Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição única
 Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição repetida Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- · Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

- · 12.1 Toxicidade
 - · Toxicidade aquática: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.2 Persistência e degradabilidade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.3 Potencial de bioacumulação Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · 12.4 Mobilidade no solo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
 - · Outras indicações ecológicas:
 - · Indicações gerais:

Classe de perigo para a água 1 (D) (auto-classificação): pouco perigoso para a água Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água ou à canalização.

Substâncias concentradas, ou seja não neutralizadas, não podem chegar aos esgotos nem às águas.

O escoamento de grandes quantidades na canalização ou nas águas pode diminuir os valores do pH. Um valor de pH reduzido é nocivo para os organismos aquáticos. Na diluição da concentração utilizada, o valor de pH é consideravelmente alto, pelo que, após a utilização do produto, os resíduos líquidos que chegam à canalização apresentam um risco baixo de contaminação das águas.

- · 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
 - · PBT: Não aplicável.
 - · mPmB: Não aplicável.
- · 12.6 Outros efeitos adversos Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

- · 13.1 Métodos de tratamento de resíduos
 - · Recomendação:

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.

(continuação na página 7)



página: 7/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(continuação da página 6)

Revisão: 29.01.2018

- Embalagens contaminadas:

· Recomendação: Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços público		
SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte		
· 14.1 Número ONU · ADR, IMDG, IATA	UN2796	
· 14.2 Designação oficial de transporte da ONU · ADR · IMDG, IATA	2796 ÁCIDO SULFÚRICO Composto SULPHURIC ACID mixture	
14.3 Classes de perigo para efeitos de transpor	te	
· ADR		
· Classe · Rótulo	8 (C1) Matérias corrosivas 8	
· IMDG, IATA		
· Class · Label	8 Matérias corrosivas 8	
· 14.4 Grupo de embalagem · ADR, IMDG, IATA	II	
14.5 Perigos para o ambiente: Poluente das águas:	Não	
· 14.6 Precauções especiais para o utilizador Ate	3	
· № Kemler: · № EMS:	80 F-A,S-B	
· Segregation groups · Stowage Category	Acids B	
· 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC	o aplicável.	
· Transporte/outras informações:		
· ADR · Quantidades Limitadas (LQ) · Quantidades exceptuadas (Ed	1L Q) Código: E2 Quantidade líquida máxima po embalagem interior: 30 ml Quantidade líquida máxima po embalagem exterior: 500 ml	
· Categoria de transporte · Código de restrição em túnei	2 s E	

(continuação na página 8)



página: 8/9

data da impressão 29.01.2018 Número da versão 3 Revisão: 29.01.2018

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(continuação da página 7)

·IMDG

· Limited quantities (LQ)

Excepted quantities (EQ)

Code: E2
Maximum net quantity per inner

packaging: 30 ml

1L

Maximum net quantity per outer

packaging: 500 ml

· UN "Model Regulation": UN 2796 ÁCIDO SULFÚRICO COMPOSTO,

8, II

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

- · 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente
 - Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

 O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
 - · Pictogramas de perigo



GHS05

- · Palavra-sinal Perigo
- · Advertências de perigo

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

· Recomendações de prudência

P260 Não respirar as poeiras ou névoas.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com

água/tomar um duche.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar

cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes

de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO

ANTIVENENOS/médico.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/

regional/nacional/internacional.

- · Diretiva 2012/18/UE
 - · Substâncias perigosas designadas ANEXO I

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- · Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII Condições de limitação: 3
- 15.2 Avaliação da segurança química:

Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇAO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

(continuação na página 9)



página: 9/9

data da impressão 29.01.2018

Número da versão 3

Nome comercial: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(continuação da página 8)

Revisão: 29.01.2018

Departamento que elaborou a ficha de segurança:

DiaMed GmbH Pra Rond 23 CH-1785 Cressier FR

(Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera)

Abreviaturas e acrónimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Skin Corr. 1A: Corrosão/irritação cutânea - Categoria 1A Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea - Categoria 2 Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1 Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2

* Dados alterados em comparação à versão anterior