

2020.08.25 Kit Components

Product code	Description
171WAR1CK 171WAR2CK 171WAR3CK 10033331	Bio-Plex Pro TM RBM Apoptosis Panels
Components:	
10001356	Bio-Plex Pro TM RBM Apoptosis Capture Beads
10033333	Bio-Plex Pro TM RBM Apoptosis Detection Antibodies
10033334	Bio-Plex Pro TM RBM Apoptosis Standards Mix
10033336	Bio-Plex Pro TM RBM Apoptosis Control 1 or 2
10033337	Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Blocking Buffer
10033388	Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standard Diluent
10033339	Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Lysate Dilution Buffer
10033340	Bio-Plex Pro [™] RBM Apoptosis Cytosolic Extraction Buffer
1713R4501	Bio-Plex Pro TM 10X Assay Buffer
10028306	Bio-Plex Pro TM Human Apolipoprotein Streptavidin-PE 10X



页 1/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Capture Beads
- · **商品编号:** 10001356, 10033318, 100001355, 10033325, 100333332
- ·相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · **原材料的应用/准备工作进行** 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- · 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的 ,液体 ,可能导致皮肤过敏反应。

·GHS危险性类别

敏化(皮肤) 第1类 H317 可能导致皮肤过敏反应

- ·标签因素
- · **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
- ·图示



GHS07

- · 名称 警告
- ·标签上辨别危险的成份:

ProClin 300 (0.0015-<0.01 %)

·危险字句

H317 可能导致皮肤过敏反应

·警戒字句

·预防措施

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P280 戴防护手套

·事故响应

P362+P364 脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用 P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊

P321 具体治疗(见本标签上的)

·废弃处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

(在 2 页继续)



页 2/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Capture Beads

(在1页继续)

0.0015-<0.01%

- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- ·vPvB(**高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分:

ProClin 300

它包括: 55965-84-9 5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物 (3%)

急性毒性(径口) 第3类, H301; 急性毒性(径皮肤) 第3类, H311; 急性毒性(吸入) 第3类, H331 皮肤腐蚀/刺激 第1B类, H314

敏化(皮肤) 第1类, H317

· 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4急救措施

- ·应急措施要领
- ·总说明: 马上脱下染有该产品的衣服.
- ·吸入:

供给新鲜空气并且确保会叫医生.

万一病人不清醒时,请让病人侧趟以便移动.

·皮肤接触:

马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.

马上用水冲洗.

- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- ·食入: 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- ·**最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- · 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- ·灭火方法
- · 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- 消防人員特殊的防护装备: 带上齐全的呼吸保护装置.

6 泄漏应急处理

· 保护措施 穿上保护衣物.

(在 3 页继续)



页 3/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Capture Beads

(在 2 页继续)

- · 环境保护措施: 用大量的水进行稀释.
- ·密封及净化方法和材料:

吸收液体粘合原料(沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).

根据第 13 条条款弃置受污染物.

确保有足够的通风装置.

·参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第 8 节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7操作处置与储存

- ·操作处置
- ·储存

确保工作间有良好的通风/排气装置.

防止气溶胶的形成.

- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · **有关储存条件的更多资料:** 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

8接触控制和个体防护

- ·工程控制方法:没有进一步数据;见第7项.
- ·控制变数
- ·**在工作场需要监控的限值成分** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施:

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和皮肤接触.

- ·**呼吸系统防护:** 如果房间的通风状况良好便不需要.
- · 手防护: 保护手套
- · **手套材料** 合成橡胶手套
- ·**渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- · 眼睛防护: 安全眼镜



页 4/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Capture Beads

(在3页继续)

9 理化特性	
	持性的信息 液体 无色的 无气味的 未决定.
· pH値 在 20 °C:	7
· 条件的更改 熔点: 沸点/初沸点和沸程:	未确定的 未确定的
· 闪点:	不适用的 未决定.
· 可燃性 (固体、气体):	不适用的
· 分解溫度:	未决定.
· 自燃溫度:	该产品是不自燃的
·爆炸的危险性:	未决定.
· 爆炸极限: 较低: 较高:	未决定. 未决定.
· 蒸气压 在 20 °C:	23 hPa
·密度: ·相対密度 ·蒸气密度 ·蒸发速率	未决定的 未决定. 未决定. 未决定.
· 溶解性 水:	不能拌和的或难以拌和
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性: 动态: 运动学的:	未决定. 未决定.
· 溶剂成份: 水:	93.7 %
固体成份: · 其他信息	5.8 % 无相关详细资料。



页 5/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Capture Beads

(在 4 页继续)

10 稳定性和反应性

- · **反应性** 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · **有害反应可能性** 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- · 不相容的物质: 无相关详细资料。
- · 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- · 主要的刺激性影响:
- · 皮肤: 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- · 致敏作用: 通过皮肤接触可能造成敏化作用.
- · 更多毒物的资料:

根据有关配制的一般 EU分类指南的计算方法 (刊印在最新版本) 计算方式,该产品显示以下的危险: 刺激性的

12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·**水生毒性:** 无相关详细资料。
- · 持久性和降解性 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- · 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- ·额外的生态学资料:
- · **总括注解:** 通常来说对水是不危害的
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- ·vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- ·其他副作用无相关详细资料。

13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.

根据国家、地区有关规定处理废弃物

(在 6 页继续)



页 6/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Capture Beads

(在5页继续)

- · 受汚染的容器和包装:
- ·建议: 必须根据官方的规章来丢弃.
- ·建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

-	-		Δ.	_	_
		100	- Z		=
		T.	: J 🔳		75A

14 运输信息	
· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制
·运输危险等级	
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是
·用户特别预防措施	不适用的
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2. 根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	及 不适用的
· UN "标准规定":	不管制

15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录

没有列出成份

- ·新化学物质环境管理办法
- 中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

9048-46-8 血清白蛋白

7647-14-5 氯化钠

7558-80-7 磷酸二氢钠

7447-40-7 氯化钾

7778-77-0 磷酸二氢钾

(在7页继续)



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Capture Beads

(在6页继续)

页 7/7

9005-64-5 聚氧乙烯脱水山梨醇单月桂酸酯

- ·国家的规章:
- ·水危险级别: 通常来说对水是不会有危险的
- · 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

急性毒性(径口) 第3类: Acute toxicity – Category 3 皮肤腐蚀/刺激 第1B类: Skin corrosion/irritation – Category 1B

敏化(皮肤) 第1类: Skin sensitisation - Category 1

·* 与旧版本比较的数据已改变



页 1/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Detection Antibodies
- · 商品编号: 10033333, 10033319, 200001355, 10033326, 200001356
- · 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · **原材料的应用/准备工作进行** 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- · 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的, 液体, 无资料

- ·GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- ·标签因素
- GHS卷标元素 不适 用
- · **图示** 不适 用
- · 名称 不适 用
- · **危险字句** 不适 用
- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分: 不适 用
- · 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 不需要特别的措施.
- ·吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.

(在 2 页继续)



页 2/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Detection Antibodies

(在1页继续)

- ·食入:用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- · **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- ·需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- ·灭火方法
- · **灭火的方法和灭火剂:** 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- ·消防人員特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- · **保护措施** 穿上保护衣物.
- · 环境保护措施: 用大量的水进行稀释.
- ·**密封及净化方法和材料:** 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
- ·参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7操作处置与储存

- ·操作处置
- · 储存 如果正确使用便不需特别的预防措施.
- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · 有关储存条件的更多资料: 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

8接触控制和个体防护

- ·工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.
- ·控制变数
- ·在工作场需要监控的限值成分 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

(在 3 页继续)



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Detection Antibodies

(在 2 页继续)

页 3/6

·遗漏控制

O III / 사보사

- · 个人防护设备:
- · 一般保护和卫生措施: 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- · 呼吸系统防护: 不需要.
- · **手防护:** 保护手套
- · 手套材料 合成橡胶手套
- ·**渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- ·眼睛防护: 安全眼镜

9 埋化特性	9 埋化特性	
· 有关基本物理及化学特 · 一般说明 · 外观:	寺性的信息	
形状: 颜色: · 气味: · 嗅觉阈限	液体 无色的 无气味的 未决定.	
· pH値 在 20 °C:	7	
· 条件的更改 熔点: 沸点/初沸点和沸程:	未确定的 未确定的	
· 闪点:	不适用的 未决定.	
· 可燃性 (固体、气体):	不适用的	
· 分解溫度:	未决定.	
· 自燃溫度:	该产品是不自燃的	
· 爆炸的危险性:	未决定.	
爆炸极限: 较低:	未决定.	

较高: 未决定.

·蒸气压 在 20 °C: 23 hPa

未决定的 ·密度: 未决定. 相対密度 ·蒸气密度 未决定. ·蒸发速率 未决定.

·溶解性 水:

不能拌和的或难以拌和

未决定. · n-辛醇/水分配系数:

(在 4 页继续)



页 4/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Detection Antibodies

(在 3 页继续)

· 黏性:

动态: 未决定. **运动学的:** 未决定.

·溶剂成份:

水: 82.3 %

固体成份: 5.8 %

· **其他信息** 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- · 反应性 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- ·**不相容的物质:** 无相关详细资料。
- ·危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- ·主要的刺激性影响:
- ·皮肤: 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- · 致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- · 更多毒物的资料: 根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·水生毒性:无相关详细资料。
- · 持久性和降解性 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- ·**潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- ·额外的生态学资料:
- · 总括注解: 通常来说对水是不危害的
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 5 页继续)



页 5/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Detection Antibodies

· 其他副作用 无相关详细资料。

(在 4 页继续)

13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统. 根据国家、地区有关规定处理废弃物

- · 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.
- ·建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

14 运输信息	
· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制
·运输危险等级	
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是
·用户特别预防措施	不适用的
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件 根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	书2及 不适用的
· UN "标准规定":	不管制

15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录

没有列出成份

(在 6 页继续)



页 6/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Detection Antibodies

(在 5 页继续)

·新化学物质环境管理办法

中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

7647-14-5 氯化钠

7558-79-4 | 磷酸氢二钠

7447-40-7 氯化钾

7778-77-0 磷酸二氢钾

- · 国家的规章:
- · 水危险级别: 通常来说对水是不会有危险的
- · 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.
- ·联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000 缩写・

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* 与旧版本比较的数据已改变

CN



页 1/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standards Mix
- · **商品编号:** 10033334, 10033320, 300001355, 10033327, 300001356
- · 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · **原材料的应用/准备工作进行** 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- · 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

·紧急情况概述:

无色的, 液体, 无资料

- ·GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- ·标签因素
- · GHS卷标元素 不适 用
- · **图示** 不适 用
- · 名称 不适 用
- · **危险字句** 不适 用
- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- · vPvB(**高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分: 不适 用
- · 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 不需要特别的措施.
- ·吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.

(在 2 页继续)



页 2/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standards Mix

(在1页继续)

- ·食入:用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- · **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- ·需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- ·灭火方法
- · **灭火的方法和灭火剂:** 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- ·消防人員特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- · **保护措施** 穿上保护衣物.
- · 环境保护措施: 用大量的水进行稀释.
- ·**密封及净化方法和材料:** 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
- ·参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7操作处置与储存

- ·操作处置
- · 储存 如果正确使用便不需特别的预防措施.
- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · 有关储存条件的更多资料: 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

8接触控制和个体防护

- ·工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.
- ·控制变数
- · **在工作场需要监控的限值成分** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

(在 3 页继续)



页 3/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standards Mix

(在 2 页继续)

·遗漏控制

9 理化特性

·溶解性

水:

· n-辛醇/水分配系数:

- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施: 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.

不能拌和的或难以拌和

未决定.

- · 呼吸系统防护: 不需要.
- · **手防护:** 保护手套
- · **手套材料** 合成橡胶手套
- ·**渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- ·眼睛防护: 安全眼镜

0.TIG14IT	
· 有关基本物理及化学特 · 一般说明 · 外观:	寺性的信息
形状: 颜色:	液体 无色的
	无气味的 未决定.
· pH値 在 20 °C:	7
条件的更改 熔点: 沸点/初沸点和沸程:	未确定的 未确定的
· 闪点:	不适用的 未决定.
· 可燃性 (固体、气体):	不适用的
· 分解溫度:	未决定.
· 自燃溫度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	未决定.
爆炸极限: 较低: 较高:	未决定. 未决定.
· 蒸气压 在 20 °C:	23 hPa
· 密度: · 相対密度 · 蒸气密度 · 蒸发速率	未决定的 未决定. 未决定. 未决定.

(在 4 页继续)



页 4/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standards Mix

(在 3 页继续)

· 黏性:

动态: 未决定. **运动学的:** 未决定.

·溶剂成份:

水: 90.0 %

固体成份: 5.8 %

· **其他信息** 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- · **反应性** 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · **有害反应可能性** 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- ·**不相容的物质:** 无相关详细资料。
- ·危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- · 皮肤: 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- · 致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- · 更多毒物的资料: 根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·水生毒性:无相关详细资料。
- · 持久性和降解性 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- ·**潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- · 额外的生态学资料:
- · 总括注解: 通常来说对水是不危害的
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 5 页继续)



页 5/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standards Mix

· 其他副作用 无相关详细资料。

(在 4 页继续)

13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统. 根据国家、地区有关规定处理废弃物

- · 受汚染的容器和包装:
- ·**建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.
- ·建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

14 运输信息	
· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制
·运输危险等级	
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是
·用户特别预防措施	不适用的
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2 根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	2及 不适用的
· UN "标准规定":	不管制

15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录

没有列出成份

(在 6 页继续)



页 6/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standards Mix

(在 5 页继续)

·新化学物质环境管理办法

中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

7647-14-5 氯化钠

7558-79-4 磷酸氢二钠

7447-40-7 氯化钾

7778-77-0 磷酸二氢钾

- · 国家的规章:
- · 水危险级别: 通常来说对水是不会有危险的
- · **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.
- ·联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000 缩写・

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* 与旧版本比较的数据已改变

CN



页 1/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- ·化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Control 1 or 2
- ·商品编号:

10033336, 10033321, 400001715, 10033322, 400001716, 10033328, 400001717, 10033329, 400001718, 10033335, 400001719

- · 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · 原材料的应用/准备工作进行 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500

传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

·紧急情况概述:

无色的, 液体, 无资料

- · GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- 标签因素
- · GHS卷标元素 不适 用
- ·图示 不适 用
- · **名称** 不适 用
- ·**危险字句** 不适 用
- 其他有害性
- ·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分: 不适 用
- ·额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 不需要特别的措施.

(在 2 页继续)



页 2/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Control 1 or 2

(在1页继续)

- ·吸入: 供给新鲜空气: 如果病人感到不适时要询问医生.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- ·食入: 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- · 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- ·需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- ·灭火方法
- · 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- ·消防人員特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- · **保护措施** 穿上保护衣物.
- ·环境保护措施: 用大量的水进行稀释.
- · 密封及净化方法和材料: 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
- ·参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7操作处置与储存

- ·操作处置
- · 储存 如果正确使用便不需特别的预防措施.
- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要.
- · 有关储存条件的更多资料: 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

8接触控制和个体防护

- ·工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.
- ·控制变数
- ·在工作场需要监控的限值成分 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

(在 3 页继续)



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Control 1 or 2

(在 2 页继续)

页 3/6

- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施: 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- · 呼吸系统防护: 不需要.
- · **手防护:** 保护手套
- · **手套材料** 合成橡胶手套
- · **渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- ·眼睛防护: 安全眼镜

理化特性	
有关基本物理及化学 [;] 一般说明 外观:	特性的信息
形状: 颜色:	液体 无色的
气味: 嗅觉阈限	无气味的 未决定.
pH値 在 20 °C:	7
条件的更改	
熔点: 沸点/初沸点和沸程	未确定的 : 未确定的
闪点:	不适用的 未决定.
可燃性 (固体、气体):	不适用的
分解溫度:	未决定.
自燃溫度:	该产品是不自燃的
爆炸的危险性:	未决定.
爆炸极限: 较低: 较高:	未决定. 未决定.
蒸气压 在 20 °C:	23 hPa
密度: 相対密度 蒸气密度 蒸发速率	未决定的 未决定. 未决定. 未决定.
溶解性 水:	不能拌和的或难以拌和
n-辛醇/水分配系数:	未决定.



页 4/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Control 1 or 2

(在 3 页继续)

· 黏性:

动态: 未决定. **运动学的:** 未决定.

·溶剂成份:

水: 90.0 %

固体成份: 5.8 %

· **其他信息** 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- · 反应性 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- ·**不相容的物质:** 无相关详细资料。
- · 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- · 皮肤: 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- ·致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- · 更多毒物的资料: 根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·水生毒性:无相关详细资料。
- · 持久性和降解性 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- ·**潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- · 额外的生态学资料:
- · 总括注解: 通常来说对水是不危害的
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 5 页继续)



页 5/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Control 1 or 2

· 其他副作用 无相关详细资料。

(在 4 页继续)

13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统. 根据国家、地区有关规定处理废弃物

- · 受汚染的容器和包装:
- ·**建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.
- ·建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

14 运输信息	
· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制
·运输危险等级	
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是
·用户特别预防措施	不适用的
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2 根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	2及 不适用的
· UN "标准规定":	不管制

15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录

没有列出成份

(在 6 页继续)



页 6/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Control 1 or 2

(在 5 页继续)

	新化	学物	质环	培管	理办	法
--	----	----	----	----	----	---

·中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

7647-14-5 氯化钠

7558-79-4 磷酸氢二钠

7447-40-7 氯化钾

7778-77-0 |磷酸二氢钾

· 国家的规章:

- ·水危险级别: 通常来说对水是不会有危险的
- · 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.
- ·联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000 缩足・

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* 与旧版本比较的数据已改变

CN



页 1/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Blocking Buffer
- · **商品编号:** 10033337, 10033323, 500001301, 10033330, 500001302
- · 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · **原材料的应用/准备工作进行** 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- · 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的, 液体, 无资料

- ·GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- ·标签因素
- · GHS卷标元素 不适 用
- · **图示** 不适 用
- · 名称 不适 用
- · **危险字句** 不适 用
- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分: 不适 用
- · 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 不需要特别的措施.
- ·吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.

(在 2 页继续)



页 2/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Blocking Buffer

(在1页继续)

- ·食入:用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- · **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- ·需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- ·灭火方法
- · **灭火的方法和灭火剂:** 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- ·消防人員特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- · **保护措施** 穿上保护衣物.
- ·环境保护措施: 用大量的水进行稀释.
- ·**密封及净化方法和材料:** 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
- ·参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7操作处置与储存

- ·操作处置
- · 储存 如果正确使用便不需特别的预防措施.
- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · 有关储存条件的更多资料: 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

8接触控制和个体防护

- ·工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.
- ·控制变数
- ·在工作场需要监控的限值成分 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

(在 3 页继续)



页 3/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Blocking Buffer

(在 2 页继续)

- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施: 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- · **呼吸系统防护:** 不需要.
- · **手防护:** 保护手套
- · **手套材料** 合成橡胶手套
- ·**渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- ·眼睛防护: 安全眼镜

9 理化特性	
· 有关基本物理及化学特 · 一般说明 · 外观:	特性的信息
形状: 颜色: · 气味: · 嗅觉阈限	液体 无色的 无气味的 未决定.
· pH値 在 20 °C:	7
· 条件的更改 熔点: 沸点/初沸点和沸程:	未确定的 未确定的
· 闪点:	不适用的 未决定.
· 可燃性 (固体、气体):	不适用的
· 分解溫度:	未决定.
· 自燃溫度:	该产品是不自燃的
·爆炸的危险性:	未决定.
·爆炸极限: 较低: 较高:	未决定. 未决定.
蒸气压 在 20 °C:	23 hPa
· 密度: · 相対密度 · 蒸气密度 · 蒸发速率	未决定的 未决定. 未决定. 未决定.
·溶解性 水:	不能拌和的或难以拌和
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.

(在 4 页继续)



页 4/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Blocking Buffer

(在 3 页继续)

· 黏性:

动态: 未决定. **运动学的:** 未决定.

·溶剂成份:

水: 89.2 %

固体成份: 5.8 %

· **其他信息** 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- · 反应性 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- ·**不相容的物质:** 无相关详细资料。
- ·危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- · 皮肤: 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- · 致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- · 更多毒物的资料: 根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·水生毒性:无相关详细资料。
- · 持久性和降解性 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- ·**潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- · 额外的生态学资料:
- · 总括注解: 通常来说对水是不危害的
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 5 页继续)



页 5/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Blocking Buffer

· 其他副作用 无相关详细资料。

(在 4 页继续)

13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统. 根据国家、地区有关规定处理废弃物

- · 受汚染的容器和包装:
- ·**建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.
- ·建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

4 运输信息	
· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制
·运输危险等级	
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是
·用户特别预防措施	不适用的
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附 根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	付件书2及 不适用的
· UN "标准规定":	不管制

15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录

没有列出成份

(在 6 页继续)



页 6/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Blocking Buffer

(在 5 页继续)

·新化学物质环境管理办法

中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

7647-14-5 氯化钠

7558-79-4 磷酸氢二钠

7447-40-7 氯化钾

7778-77-0 磷酸二氢钾

- · 国家的规章:
- · 水危险级别: 通常来说对水是不会有危险的
- · **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而.这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.
- ·联络

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000 缩写・

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* 与旧版本比较的数据已改变

CN



页 1/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standard Diluent
- · 商品编号: 10033388
- ·相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · 原材料的应用/准备工作进行 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

- 电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com
- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- · 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的, 液体, 无资料

- ·GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- ·标签因素
- · GHS卷标元素 不适 用
- · **图示** 不适 用
- · 名称 不适 用
- · **危险字句** 不适 用
- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分: 不适 用
- · 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 不需要特别的措施.
- ·吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.

(在 2 页继续)



页 2/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standard Diluent

(在1页继续)

- ·食入:用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- · **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- ·需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- ·灭火方法
- · **灭火的方法和灭火剂:** 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- ·消防人員特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- · **保护措施** 穿上保护衣物.
- ·环境保护措施: 用大量的水进行稀释.
- ·**密封及净化方法和材料:** 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
- ·参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7操作处置与储存

- ·操作处置
- · 储存 如果正确使用便不需特别的预防措施.
- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · 有关储存条件的更多资料: 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

8接触控制和个体防护

- ·工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.
- ·控制变数
- ·在工作场需要监控的限值成分 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

(在 3 页继续)



页 3/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standard Diluent

(在 2 页继续)

- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- · **一般保护和卫生措施:** 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- · 呼吸系统防护: 不需要.
- · **手防护:** 保护手套
- · **手套材料** 合成橡胶手套
- · 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- ·眼睛防护: 安全眼镜

			411
	+単イ		LA B
_		100	

- ·有关基本物理及化学特性的信息
- ·一般说明
- · 外观:

 形状:
 液体

 颜色:
 无色的

 ·气味:
 无气味的

 ·嗅觉阈限
 未决定.

· pH値 在 20 °C:

·条件的更改

熔点: 未确定的 **沸点/初沸点和沸程:** 未确定的

·**闪点:** 不适用的

未决定.

7

·可燃性 (固体、气体): 不适用的

·**分解溫度:** 未决定.

·**自燃溫度:** 该产品是不自燃的

·**爆炸的危险性:** 未决定.

· 爆炸极限:

较低: 未决定. **较高:** 未决定.

· 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa

· **密度:** 未决定的 · **相対密度** 未决定. · **蒸气密度** 未决定. · **蒸发速率** 未决定.

· 溶解性 水:

不能拌和的或难以拌和

·n-辛醇/水分配系数: 未决定.

(在 4 页继续)



页 4/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standard Diluent

(在 3 页继续)

· 黏性:

动态: 未决定. **运动学的:** 未决定.

·溶剂成份:

水: 95.0 %

固体成份: 5.8 %

· **其他信息** 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- · 反应性 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- ·**不相容的物质:** 无相关详细资料。
- ·危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- · 皮肤: 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- ·致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- · 更多毒物的资料: 根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·水生毒性: 无相关详细资料。
- · 持久性和降解性 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- ·**潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- · 额外的生态学资料:
- · 总括注解: 通常来说对水是不危害的
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 5 页继续)



页 5/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standard Diluent

· 其他副作用 无相关详细资料。

(在 4 页继续)

13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统. 根据国家、地区有关规定处理废弃物

- · 受汚染的容器和包装:
- ·**建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.
- ·建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

4.4 生物层点	
14 运输信息	
· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制
·运输危险等级	
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是
·用户特别预防措施	不适用的
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2 根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	及 不适用的
· UN "标准规定":	不管制

15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录

没有列出成份

(在 6 页继续)



页 6/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Standard Diluent

(在 5 页继续)

·新化学物质环境管理办法

中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

7647-14-5 氯化钠

7558-79-4 | 磷酸氢二钠

7447-40-7 氯化钾

7778-77-0 磷酸二氢钾

- · 国家的规章:
- · 水危险级别: 通常来说对水是不会有危险的
- · 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.
- ·联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000 缩写・

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* 与旧版本比较的数据已改变

CN



页 1/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: <u>Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Lysate Dilution Buffer</u>
- · 商品编号: 100333339
- ·相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · **原材料的应用/准备工作进行** 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的 ,液体 ,可能导致皮肤过敏反应。

·GHS危险性类别

敏化(皮肤) 第1类 H317 可能导致皮肤过敏反应

- ·标签因素
- · **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
- ·图示



GHS07

- · 名称 警告
- ·标签上辨别危险的成份:

ProClin 300 (0.025-<0.06 %)

·危险字句

H317 可能导致皮肤过敏反应

·警戒字句

·预防措施

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P280 戴防护手套

·事故响应

P362+P364 脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用 P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊

P321 具体治疗(见本标签上的)

·废弃处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

(在 2 页继续)



页 2/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Lysate Dilution Buffer

(在 1 页继续)

0.025-<0.06%

- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- ·vPvB(**高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分:

ProClin 300

它包括: 55965-84-9 5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物 (3%)

急性毒性(径口) 第3类, H301; 急性毒性(径皮肤) 第3类, H311; 急性毒性(吸入) 第3类, H331 皮肤腐蚀/刺激 第1B类, H314

敏化(皮肤) 第1类, H317

· 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4急救措施

- ·应急措施要领
- ·总说明: 马上脱下染有该产品的衣服.
- ·吸入:

供给新鲜空气并且确保会叫医生.

万一病人不清醒时,请让病人侧趟以便移动.

·皮肤接触:

马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.

马上用水冲洗.

- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- ·食入: 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- ·**最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- · 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- ·灭火方法
- · 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- 消防人員特殊的防护装备: 带上齐全的呼吸保护装置.

6 泄漏应急处理

· 保护措施 穿上保护衣物.

(在 3 页继续)



页 3/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Lysate Dilution Buffer

(在 2 页继续)

- ·环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- ·密封及净化方法和材料:

吸收液体粘合原料(沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).

根据第 13 条条款弃置受污染物.

确保有足够的通风装置.

·参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第 8 节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7操作处置与储存

- ·操作处置
- ·储存

确保工作间有良好的通风/排气装置.

防止气溶胶的形成.

- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · **有关储存条件的更多资料:** 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

8接触控制和个体防护

- ·工程控制方法:没有进一步数据;见第7项.
- ·控制变数
- ·**在工作场需要监控的限值成分** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施:

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和皮肤接触.

- ·**呼吸系统防护:** 如果房间的通风状况良好便不需要.
- · 手防护: 保护手套
- · **手套材料** 合成橡胶手套
- ·**渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- · 眼睛防护: 安全眼镜



页 4/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Lysate Dilution Buffer

(在3页继续)

9 理化特性	
颜色: 气味:	持性的信息 液体 无色的 无气味的 未决定.
· pH値 在 20 °C:	7
条件的更改 熔点: 沸点/初沸点和沸程:	未确定的 未确定的
	不适用的 未决定.
· 可燃性 (固体、气体):	不适用的
· 分解溫度:	未决定.
· 自燃溫度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	未决定.
	未决定. 未决定.
· 蒸气压 在 20 °C:	23 hPa
·相対密度	未决定的 未决定. 未决定. 未决定. 未决定.
·溶解性 水:	未决定.
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
	未决定. 未决定.
· 溶剂成份: 水:	95.9 %
	4.8 % 无相关详细资料。



页 5/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Lysate Dilution Buffer

(在 4 页继续)

10 稳定性和反应性

- · **反应性** 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · **有害反应可能性** 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- · 不相容的物质: 无相关详细资料。
- · 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- · 主要的刺激性影响:
- · 皮肤: 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- · 致敏作用: 通过皮肤接触可能造成敏化作用.
- · 更多毒物的资料:

根据有关配制的一般 EU分类指南的计算方法 (刊印在最新版本) 计算方式,该产品显示以下的危险: 刺激性的

12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·**水生毒性:** 无相关详细资料。
- · 持久性和降解性 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- · 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- ·额外的生态学资料:
- · 总括注解:
- 水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
- 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.
- ·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- · 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.

根据国家、地区有关规定处理废弃物

(在 6 页继续)



页 6/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Lysate Dilution Buffer

(在 5 页继续)

- · 受污染的容器和包装:
- ·建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

4	4	冱	铜'	思

· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制
加美小井帆石	

·UN适当装船名

· DOT, ADN, IMDG, IATA 不管制
· ADR 不管制
不管制

·运输危险等级

· ADR, ADN, IMDG, IATA

级别 不管制

·包装组别

· DOT, ADR, IMDG, IATA 不管制

· 危害环境:

·**海运污染物质**: 不是

·**用户特别预防措施** 不适用的

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及

根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送 不适用的

· UN "标准规定": 不管制

15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录

没有列出成份

- ·新化学物质环境管理办法
- 中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

7647-14-5 氯化钠

7558-80-7 磷酸二氢钠

7447-40-7 氯化钾

7758-11-4 磷酸氢二钾

- ·国家的规章:
- ·水危险级别: 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的

(在7页继续)



页 7/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Lysate Dilution Buffer

(在 6 页继续)

· 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 急性毒性(径口) 第3类: Acute toxicity – Category 3

皮肤腐蚀/刺激 第1B类: Skin corrosion/irritation – Category 1B 敏化(皮肤) 第1类: Skin sensitisation – Category 1

* 与旧版本比较的数据已改变



页 1/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Cytosolic Extraction Buffer
- · 商品编号: 10033340
- ·相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · 原材料的应用/准备工作进行 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

·紧急情况概述:

无色的 ,液体 ,可能导致皮肤过敏反应。

·GHS危险性类别

敏化(皮肤) 第1类 H317 可能导致皮肤过敏反应

- ·标签因素
- · **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
- ·图示



GHS07

- · 名称 警告
- ·标签上辨别危险的成份:

ProClin 300 (0.025-<0.06 %)

·危险字句

H317 可能导致皮肤过敏反应

·警戒字句

·预防措施

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P280 戴防护手套

·事故响应

P362+P364 脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用 P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊

P321 具体治疗(见本标签上的)

·废弃处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

(在 2 页继续)

页 2/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Cytosolic Extraction Buffer

(在1页继续)

0.025-<0.06%

- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- ·vPvB(**高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分:

ProClin 300

它包括: 55965-84-9 5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物 (3%)

急性毒性(径口) 第3类, H301; 急性毒性(径皮肤) 第3类, H311; 急性毒性(吸入) 第3类, H331 皮肤腐蚀/刺激 第1B类, H314

敏化(皮肤) 第1类, H317

· 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4急救措施

- ·应急措施要领
- ·总说明: 马上脱下染有该产品的衣服.
- ·吸入:

供给新鲜空气并且确保会叫医生.

万一病人不清醒时,请让病人侧趟以便移动.

·皮肤接触:

马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.

马上用水冲洗.

- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- ·食入: 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- ·**最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- · 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- ·灭火方法
- · 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- 消防人員特殊的防护装备: 带上齐全的呼吸保护装置.

6 泄漏应急处理

· 保护措施 穿上保护衣物.

(在 3 页继续)

页 3/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Cytosolic Extraction Buffer

(在 2 页继续)

- ·环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- ·密封及净化方法和材料:

吸收液体粘合原料(沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).

根据第 13 条条款弃置受污染物.

确保有足够的通风装置.

·参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7操作处置与储存

- ·操作处置
- ·储存

确保工作间有良好的通风/排气装置.

防止气溶胶的形成.

- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要.
- · **有关储存条件的更多资料:** 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

8接触控制和个体防护

- ·工程控制方法:没有进一步数据;见第7项.
- ·控制变数
- ·在工作场需要监控的限值成分 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施:

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和皮肤接触.

- ·**呼吸系统防护:** 如果房间的通风状况良好便不需要.
- · 手防护: 保护手套
- · 手套材料 合成橡胶手套
- ·**渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- ·眼睛防护: 安全眼镜



页 4/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Cytosolic Extraction Buffer

(在3页继续)

- 有关基本物理及化学特性的信息 - 一般说明 - 一般说明 - 形状: 液体 颜色: 元色的 - 气味: 液体 颜色: 元色味的 - 气味: 元元 (9 理化特性	
条件的更改	· 一般说明 · 外观: 形状: 颜色: · 气味:	液体 无色的 无气味的
	· pH値 在 20 °C:	7
未决定. 可燃性 (固体、气体): 不适用的 分解溫度: 未决定. ·自燃溫度: 该产品是不自燃的 ·爆炸极限: ************************************	熔点:	
· 分解溫度: 未决定. · 自燃溫度: 该产品是不自燃的 · 爆炸极限: 未决定. · 繁气压 在 20 °C: 23 hPa · 密度: 未决定的 · 相对密度 未决定. · 蒸气密度 未决定. · 蒸发速率 未决定. · 常解性 水: 未决定. · n-辛醇/水分配系数: 未决定. · 勤性: 动态: 未决定. · 对加成份: 水: 94.9 %	· 闪点:	
· 自燃溫度: 该产品是不自燃的 · 爆炸的危险性: 未决定. · 爆炸极限:	· 可燃性 (固体、气体):	不适用的
 - 爆炸极限: - 爆炸极限: - 较低: - 未决定. - 蒸气压在20°C: - 23 hPa - 密度: - 未决定的 - 相对密度 - 未决定. - 蒸发速率 - 未决定. - 溶解性 - 水: - 未决定. - 小-辛醇/水分配系数: - 未决定. - ** -	· 分解溫度:	未决定.
操作极限:	· 自燃溫度:	该产品是不自燃的
较低: 未决定. ·蒸气压在20°C: 23 hPa ·密度: 未决定的 ·相对密度 未决定. ·蒸传密度 未决定. ·蒸发速率 未决定. ·n-辛醇/水分配系数: 未决定. ·黏性: 动态: 动态: 未决定. ·溶剂成份: 水: 水: 94.9 %	·爆炸的危险性:	未决定.
・密度: 未決定. ・蒸气密度 未决定. ・蒸发速率 未决定. ・溶解性 水: 未决定. ・n-辛醇/水分配系数: 未决定. ・黏性: 动态: 未决定. 运动学的: 未决定. ・溶剂成份: 水: 94.9 %	较低:	
·相対密度 未决定. ·蒸发速率 未决定. ·溶解性 水: 未决定. ·n-辛醇/水分配系数: 未决定. 未决定. ·黏性: 动态: 未决定. 运动学的: 未决定. 未决定. ·溶剂成份: 水: 94.9 %	· 蒸气压 在 20 °C:	23 hPa
水: 未决定.	· 相対密度 · 蒸气密度	未决定. 未决定.
· 黏性: 动态: 未决定. 运动学的: 未决定. · 溶剂成份: 水: 94.9 %		未决定.
动态: 未决定. 运动学的: 未决定. * 溶剂成份: **	· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
水: 94.9 %	动态:	
周休成份· 48%		94.9 %
· 其他信息 无相关详细资料。	固体成份: · 其他信息	4.8 % 无相关详细资料。



页 5/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Cytosolic Extraction Buffer

(在 4 页继续)

10 稳定性和反应性

- · **反应性** 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · **有害反应可能性** 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- · 不相容的物质: 无相关详细资料。
- · 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- · 主要的刺激性影响:
- · 皮肤: 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- · 致敏作用: 通过皮肤接触可能造成敏化作用.
- · 更多毒物的资料:

根据有关配制的一般 EU分类指南的计算方法 (刊印在最新版本) 计算方式,该产品显示以下的危险: 刺激性的

12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·**水生毒性:** 无相关详细资料。
- · 持久性和降解性 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- · 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- ·额外的生态学资料:
- · 总括注解:
- 水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
- 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.
- ·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- · 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:
- 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.

根据国家、地区有关规定处理废弃物

(在 6 页继续)



页 6/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Cytosolic Extraction Buffer

(在 5 页继续)

- · 受汚染的容器和包装:
- ·建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14 渔棚信息

· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制
·运输危险等级	
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是
·用户特别预防措施	————————————————————— 不适用的

不适用的

不管制

15 法规信息

·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律

根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及

- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录

· UN "标准规定":

- 没有列出成份
- ·新化学物质环境管理办法
- ·中国现有化学物质名录
- 7732-18-5 水
- 7647-14-5 氯化钠
- 7558-80-7 磷酸二氢钠
- 7447-40-7 氯化钾
- 7758-11-4 磷酸氢二钾
- ·国家的规章:
- ·水危险级别: 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的

(在7页继续)



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.08.10 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ RBM Apoptosis Cytosolic Extraction Buffer

(在 6 页继续)

页 7/7

· 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 急性毒性(径口) 第3类: Acute toxicity - Category 3

皮肤腐蚀/刺激 第1B类: Skin corrosion/irritation – Category 1B 敏化(皮肤) 第1类: Skin sensitisation – Category 1

* 与旧版本比较的数据已改变

页 1/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ 10X Assay Buffer
- · 商品编号: 1713R4501, 10028421
- · 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · **原材料的应用/准备工作进行** 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

·紧急情况概述:

无色的, 液体, 吸入可能有害。 可能导致皮肤过敏反应。

·GHS危险性类别

急性毒性(吸入) 第5类 H333 吸入可能有害

敏化(皮肤) 第1类 H317 可能导致皮肤过敏反应

- ·标签因素
- ·GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
- ·图示



GHS07

- · 名称 警告
- ·标签上辨别危险的成份:

磷酸二氢钠 (1.2554%)

ProClin 300 (0.0015-<0.01 %)

·危险字句

H333 吸入可能有害

H317 可能导致皮肤过敏反应

- ·警戒字句
- ·预防措施

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P280 戴防护手套

·事故响应

P304+P312 如误吸入:如感觉不适,呼叫急救中心/医生

(在 2 页继续)



页 2/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ 10X Assay Buffer

(在1页继续)

0.0015-<0.01%

P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊

P321 具体治疗(见本标签上的)

·废弃处置

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章 P501

- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(**残留性、生物浓缩性、毒性物质)** 不适用的
- ·vPvB(**高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分:

ProClin 300

它包括: 55965-84-9 5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物 (3%)

急性毒性(径口) 第3类, H301; 急性毒性(径皮肤) 第3类, H311; 急性毒性(吸入) 第3类, H331 皮肤腐蚀/刺激 第1B类, H314

敏化(皮肤) 第1类, H317

· **额外资料:** 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 马上脱下染有该产品的衣服.
- ·吸入:

供给新鲜空气并且确保会叫医生.

万一病人不清醒时,请让病人侧趟以便移动,

- · 皮肤接触:
- 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.
- 马上用水冲洗.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- ·食入: 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- ·给医生的资料:
- · **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- · 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- ·灭火方法
- · 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。

(在 3 页继续)



页 3/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ 10X Assay Buffer

(在 2 页继续)

- ·特殊灭火方法
- ·消防人員特殊的防护装备: 带上齐全的呼吸保护装置.

6 泄漏应急处理

- · **保护措施** 穿上保护衣物.
- ·环境保护措施:

用大量的水进行稀释.

切勿让其进入下水道/水面或地下水.

·密封及净化方法和材料:

吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).

根据第 13 条条款弃置受污染物.

确保有足够的通风装置.

·参照其他部分

没有释放危险的物质.

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7操作处置与储存

- ·操作处置
- ·储存

确保工作间有良好的通风/排气装置.

防止气溶胶的形成.

- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · 有关储存条件的更多资料: 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

8接触控制和个体防护

- ·工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.
- ·控制变数
- ·在工作场需要监控的限值成分 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施:

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和皮肤接触.

(在 4 页继续)



页 4/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ 10X Assay Buffer

(在 3 页继续)

- · 呼吸系统防护: 如果房间的通风状况良好便不需要.
- · **手防护:** 保护手套
- · 手套材料 合成橡胶手套
- · **渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- ·眼睛防护: 安全眼镜

- 有关基本物理及化学特性的信息 - 一般说明 - 外別: 形状: 液体 颜色: 无色的 - 气味: 无气味的 - "咦觉阑限 未决定. - pH値 在 20 °C: 7 - 条件的更改 熔点: 未确定的 - 沸点/初沸点和沸程:未确定的 - 水流川的 - 水流川的 - 未决定 - 可燃性(固体、气体): 不适用的 - 分解温度: 未决定 - 自燃温度: 该产品是不自燃的 - 爆炸的危险性: 未决定 - 複炸級限: 较低: 未决定 - 按低: 未决定 - 被作级 在 20 °C: 23 hPa - 密度: 未决定 - 禁气压 在 20 °C: 23 hPa - 密度: 未决定 - 蒸煮包度 未决定 - 蒸煮包度 未决定 - 蒸煮包度 未决定 - 蒸煮包度 未决定 - 蒸煮皮度 - 未决定 - 蒸煮皮度 未决定 - 蒸煮皮度 - 未决定 - ※条件 - ***********************************	9 理化特性	
 ・气味: 元气味的・・嗅觉阑限 未决定. ・pH値在20°C: 7 ・条件的更改熔点: 未确定的沸点/初沸点和沸程: 未确定的 ・ (刀点: 不适用的未决定. ・ 可燃性(固体、气体): 不适用的・未决定. ・ 自燃温度: 该产品是不自燃的・分解温度: 未决定. ・ 自燃温度: 该产品是不自燃的・爆炸的危险性: 未决定. ・爆炸极限:	· 一般说明 · 外观:	
· 条件的更改	· 气味:	无气味的
熔点: 未确定的 沸点/初沸点和沸程: 未确定的 · 闪点: 不适用的 未决定. · 可燃性 (固体、气体): 不适用的 · 分解溫度: 未决定. · 自燃溫度: 该产品是不自燃的 · 爆炸的危险性: 未决定. · 爆炸极限: 較低: 未决定. 校低: 未决定. · 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa · 密度: 未决定的 · 相対密度 未决定的 · 相対密度 未决定。 · 蒸气密度 未决定. · 蒸气密度 未决定.	· pH値 在 20 °C:	7
未决定. ·可燃性 (固体、气体): 不适用的 ·分解溫度: 未决定. ·自燃溫度: 该产品是不自燃的 ·爆炸的危险性: 未决定. ·爆炸极限: 未决定. 较低: 未决定. ·蒸气压 在 20 °C: 23 hPa ·密度: 未决定的 ·相対密度 未决定. ·蒸气密度 未决定. ·蒸气密度 未决定. ·蒸发速率 未决定. ·溶解性	熔点:	
· 分解溫度: 未决定. · 自燃溫度: 该产品是不自燃的 · 爆炸的危险性: 未决定. · 爆炸极限:	· 闪点:	
·自燃溫度: 该产品是不自燃的 ·爆炸极限: 未决定. ·较低: 未决定. ·蒸气压 在 20 °C: 23 hPa ·密度: 未决定的 ·相対密度 未决定. ·蒸气密度 未决定. ·蒸发速率 未决定. ·溶解性	· 可燃性 (固体、气体):	不适用的
·爆炸的危险性: 未决定. ·爆炸极限: 未决定. ·较高: 未决定. ·蒸气压 在 20 °C: 23 hPa ·密度: 未决定的 ·相対密度 未决定. ·蒸气密度 未决定. ·蒸发速率 未决定. ·溶解性	分解溫度:	未决定.
·爆炸极限: 较低: 未决定. ·蒸气压 在 20 °C: 23 hPa ·密度: 未决定的 ·相対密度 未决定. ·蒸气密度 未决定. ·蒸发速率 未决定. ·溶解性	· 自燃溫度:	该产品是不自燃的
较低: 未决定. 较高: 未决定. · 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa · 密度: 未决定的 · 相対密度 未决定. · 蒸气密度 未决定. · 蒸发速率 未决定. · 溶解性	· 爆炸的危险性:	未决定.
· 密度: 未决定的 · 相対密度 未决定. · 蒸气密度 未决定. · 蒸发速率 未决定. · 溶解性	较低:	
· 相対密度 未决定. · 蒸气密度 未决定. · 蒸发速率 未决定. · 溶解性	· 蒸气压 在 20 °C:	23 hPa
	· 相対密度 · 蒸气密度	未决定. 未决定.
1 122 111111	水:	完全可拌和的
· n-辛醇/水分配系数: 未决定.	· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性: 动态:	动态:	

(在 5 页继续)



页 5/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ 10X Assay Buffer

(在 4 页继续)

·溶剂成份:

水: 89.4 %

固体成份: 10.6 %

· **其他信息** 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- · 反应性 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · **有害反应可能性** 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- · 不相容的物质: 无相关详细资料。
- ·危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- ·主要的刺激性影响:
- ·**皮肤:** 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- ·**致敏作用:** 通过皮肤接触可能造成敏化作用.
- · 更多毒物的资料:

根据有关配制的一般 EU分类指南的计算方法 (刊印在最新版本) 计算方式,该产品显示以下的危险: 刺激性的

12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·水生毒性: 无相关详细资料。
- · 持久性和降解性 无相关详细资料。
- · 环境系统习性:
- · 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- ·额外的生态学资料:
- ·总括注解:
- 水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
- 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.
- ·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在6页继续)



页 6/7

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ 10X Assay Buffer

· 其他副作用 无相关详细资料。

(在 5 页继续)

13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统. 根据国家、地区有关规定处理废弃物

- · 受污染的容器和包装:
- ·**建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.
- ·建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

14 运输信息	
14 区棚信息	
·联合国危险货物编号(UN号)	
· DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制
·UN适当装船名	
· DOT, ADN, IMDG, IATA	不管制
· ADR	不管制
	不管制
·运输危险等级	
· ADR, ADN, IMDG, IATA	
· 级别 ·	不管制
·包装组别	
· DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制
· 危害环境:	
·海运污染物质:	不是
·用户特别预防措施	不适用的
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2	及
根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不 适用的
· UN "标准规定":	不管制

15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录

没有列出成份

(在7页继续)



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ 10X Assay Buffer

(在 6 页继续)

新人	レ学物	质环境	管理	か法
76U I	. — 4//			71.17

·中国现有化	学物质名录
7732-18-5	水
7647-14-5	氯化钠
7447-40-7	
7558-80-7	磷酸二氢钠
7758-11-4	磷酸氢二钾
9005-64-5	聚氧乙烯脱水山梨醇单月桂酸酯

- · 国家的规章:
- ·**水危险级别:** 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的
- · 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.
- 联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 急性毒性(径口) 第3类: Acute toxicity – Category 3 急性毒性(吸入) 第5类: Acute toxicity – Category 5 皮肤腐蚀/刺激 第1B类: Skin corrosion/irritation – Category 1B

敏化(皮肤) 第1类: Skin sensitisation – Category 1

* 与旧版本比较的数据已改变



页 1/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: <u>Bio-Plex Pro™ Human Apolipoprotein Streptavidin-PE 10X</u>
- · 商品编号: 10028306, 10028423
- · 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · **原材料的应用/准备工作进行** 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- · 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的, 液体, 无资料

- ·GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- ·标签因素
- · GHS卷标元素 不适 用
- · **图示** 不适 用
- · 名称 不适 用
- · **危险字句** 不适 用
- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分: 不适 用
- · 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 不需要特别的措施.
- ·吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.

(在 2 页继续)

页 2/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ Human Apolipoprotein Streptavidin-PE 10X

(在1页继续)

- ·食入:用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- · **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- ·需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- ·灭火方法
- · **灭火的方法和灭火剂:** 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- ·消防人員特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- ·保护措施 穿上保护衣物.
- ·环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- ·**密封及净化方法和材料:** 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
- ·参照其他部分

没有释放危险的物质.

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- ·操作处置
- · 储存 如果正确使用便不需特别的预防措施.
- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要.
- · 有关储存条件的更多资料: 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

8接触控制和个体防护

- ·工程控制方法:没有进一步数据;见第7项.
- ·控制变数
- ·**在工作场需要监控的限值成分** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

(在 3 页继续)



化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ Human Apolipoprotein Streptavidin-PE 10X

(在 2 页继续)

页 3/6

- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施: 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- · **呼吸系统防护:** 不需要.
- · **手防护:** 保护手套
- · **手套材料** 合成橡胶手套
- ·**渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- ·眼睛防护: 安全眼镜

9 理化特性	
· 有关基本物理及化学4 · 一般说明 · 外观:	
形状: 颜色: · 气味: · 嗅觉阈限	液体 无色的 无气味的 未决定.
· pH値:	未决定.
· 条件的更改 熔点: 沸点/初沸点和沸程:	未确定的 : 未确定的
· 闪点:	不适用的 未决定.
· 可燃性 (固体、气体):	不适用的
· 分解溫度:	未决定.
· 自燃溫度:	该产品是不自燃的
·爆炸的危险性:	未决定.
· 爆炸极限: 较低: 较高:	未决定. 未决定.
· 蒸气压 在 20 °C:	23 hPa
· 密度: · 相対密度 · 蒸气密度 · 蒸发速率	未决定的 未决定. 未决定. 未决定.
· 溶解性 水:	完全可拌和的
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.

(在 4 页继续)



页 4/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ Human Apolipoprotein Streptavidin-PE 10X

(在 3 页继续)

· 黏性:

动态: 未决定. **运动学的:** 未决定.

·溶剂成份:

水: 49.7 %

固体成份: 50.3 %

· **其他信息** 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- · **反应性** 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- ·**不相容的物质:** 无相关详细资料。
- · 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- · 皮肤: 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- ·致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- · 更多毒物的资料: 根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·水生毒性: 无相关详细资料。
- · 持久性和降解性 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- ·**潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- · 额外的生态学资料:
- · 总括注解:
- 水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
- 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.
- ·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- · vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 5 页继续)



页 5/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ Human Apolipoprotein Streptavidin-PE 10X

· 其他副作用 无相关详细资料。

(在 4 页继续)

13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统. 根据国家、地区有关规定处理废弃物

- · 受汚染的容器和包装:
- · **建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.

4 运输信息	
· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制
·运输危险等级	
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是
·用户特别预防措施	不适用的
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及 根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
·UN "标准规定":	不管制

15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录

26628-22-8 三氮化钠

剧毒

(在 6 页继续)



页 6/6

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.25 在 2020.07.30 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Plex Pro™ Human Apolipoprotein Streptavidin-PE 10X

(在 5 页继续)

	新有	と学物	质环境	管理	か法
•	767 I		ルル ンハン男	一片。年	ツい Æ

中国现有化学	现有化学物质名录		
7732-18-5	水		
7647-14-5			
7558-80-7	磷酸二氢钠		
7447-40-7	氯化钾		
	磷酸氢二钾		
26628-22-8	三氮化钠		

- · 国家的规章:
- ·水危险级别: 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的
- · 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.
- ·联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* 与旧版本比较的数据已改变

CN