29.01.2018	01.2018 Kit Components	
Product code	Description	
005400	DiaMed HbF Screening Test	
Components:		
34	DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution	
35	DiaMed HbF Screening Test Elution Solution	

36

DiaMed HbF Screening Test Staining Solution



Sida: 1 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

· Id-N° 005400

· Bio-Rad MSDS Nummer: 2039M · Referenser och förpackningar: 05040

· 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- · Ämnets användning / tillredningen In vitro diagnostic medical device or component.
- · 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
 - Tillverkare/leverantör:

DiaMed GmbH Pra Rond 23

CH-1785 Cressier FR

(Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera)

Tel: +41 (0)26 674 51 11 Fax: +41 (0)26 674 51 45

- · Område där upplysningar kan inhämtas: fds-msds.ch@bio-rad.com
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: CHEMTREC Sweden (Stockholm): +(46)-852503403

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- · 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
 - Klassificering enligt f\u00f6rordning (EG) nr 1272/2008



Flam. Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

- · 2.2 Märkningsuppgifter
 - Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· Farosymboler



- · Signalord Fara
- · Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

· Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och

andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P241 Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/

utrustning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala /

nationella / internationella föreskrifter.

(Fortsättning på sida 2)



Sida: 2 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(Fortsättning från sida 1)

· 2.3 Andra faror

· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar.vPvB: Ej användbar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

· 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar

· Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

· Farliga ingredienser:

CAS: 64-17-5

etanol

EINECS: 200-578-6

Flam. Liq. 2, H225

76,0%

· Ytterligare hänvisningar:

De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- · 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
 - · Vid inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
 - · Vid kontakt med huden: I allmänhet kan produkten ej irritera huden.
 - · Vid kontakt med ögonen: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.
 - · Vid förtäring: Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- · 5.1 Släckmedel
 - · Lämpliga släckningsmedel:

CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- · 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
 - · Speciell skyddsutrustning: Inga speciella åtgärder krävs.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Håll åtslid från antändningskällor.

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Blanda ut med mycket vatten.

Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

(Fortsättning på sida 3)



Sida: 3 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(Fortsättning från sida 2)

· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- · Hantering:
 - Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:

Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.

Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.

- · 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
 - · Lagring:
 - · Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvaras svalt.
 - · Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.
 - · Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Förvara behållaren tätt tillsluten.

Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

see related package insert.

· 7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· 8.1 Kontrollparametrar

· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

64-17-5 etanol

OEL Korttidsvärde: 1900 mg/m³, 1000 ppm Nivågränsvärde: 1000 mg/m³, 500 ppm

٧

· Ytterligare hänvisningar:

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

- · 8.2 Begränsning av exponeringen
 - · Personlig skyddsutrustning:
 - · Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

· Handskydd:



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

· Handskmaterial

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

(Fortsättning på sida 4)



Sida: 4 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(Fortsättning från sida 3)

· Handskmaterialets penetreringstid

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· Ögonskydd: Skyddsglasögon



Tättslutande skyddsglasögon

· Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska	AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper	
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper · Allmänna uppgifter · Utseende:		
· Form:	Vätska	
· Färg:	Färglös	
· Lukt:	Alkoholaktig	
· Lukttröskel:	Ej bestämd.	
· pH-värde:	Ej bestämd.	
· Tillståndsändring		
· Smältpunkt/fryspunkt:	unbekannt °C	
	Ej bestämd.	
· Initial kokpunkt och kokpunktsi	ntervall: 78°C (ethanol)	
· Flampunkt:	13℃ (ethanol) Ej användbar.	
· Tändtemperatur:	425 ℃ (ethanol)	
· Sönderfallstemperatur:	Ej bestämd.	
· Självantändningstemperatur:	Produkten är ej självantändande.	
· Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig.	
· Explosionsgränser:		
· Nedre:	3,5Vol % (ethanol)	
	Ej bestämd.	
· Övre:	15Vol % (ethanol)	
	Ej bestämd.	
· Ångtryck vid 20°C:	59hPa	
· Densitet vid 20 ℃:	0,843g/cm ³	
	Ej bestämd.	
· Relativ densitet	Ej bestämd.	
· Ångdensitet	Ej bestämd.	
· Avdunstningshastighet:	Ej bestämd.	
· Löslighet i / blandbarhet med		
· Vatten:	Fullständigt blandbar.	
· Fördelningskoefficient: n-oktanol/vati	· Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestämd.	

(Fortsättning på sida 5)



Sida: 5 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(Fortsättning från sida 4)

· Viskositet:

Dynamisk:Kinematisk:Ej bestämd.Ej bestämd.

· Lösningsmedelhalt:

· Organiska lösningsmedel: 75,9% · Vatten: 24,1%

· Andel av fasta partiklar: 0,0%

• 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till

förfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 10.2 Kemisk stabilitet
 - · Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:

Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

- · 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
- · 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- · 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
 - · Akut toxicitet:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- Primär retningseffekt:
 - · på huden:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· på ögat:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Sensibilisering:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
 - Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 6)



Sida: 6 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(Fortsättning från sida 5)

- · Specifik organtoxicitet upprepad exponering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- · 12.1 Toxicitet
 - · Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 12.4 Rörligheten i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
 - · Ytterligare ekologiska hänvisningar:
 - · Allmänna hänvisningar:

Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening. Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

- · 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
 - · **PBT:** Ej användbar.
 - · vPvB: Ej användbar.
- · 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- · 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
 - · Rekommendation:

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

- · Ej rengjorda förpackningar:
 - · **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
 - · Rekommenderat rengöringsmedel:

Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

AVSNITT 14: Transport information	
· 14.1 UN-nummer · ADR, IMDG, IATA	UN1170
· 14.2 Officiell transportbenämning	
· ADR	1170 ETANOLLÖSNING
	(ETYLALKOHOLLÖSNING)
· IMDG	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL
	SOLUTION)
· IATA	ETHANOL SOLUTION
	(Fortsättning på sida



Sida: 7 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(Fortsättning från sida 6) · 14.3 Faroklass för transport · ADR · Klass 3 (F1) Brandfarliga vätskor · Etikett · IMDG, IATA · Class 3 Brandfarliga vätskor · Label · 14.4 Förpackningsgrupp · ADR, IMDG, IATA Ш · 14.5 Miljöfaror: · Marine pollutant: Nei · 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Varning: Brandfarliga vätskor · Kemler-tal: F-E,S-D · EMS-nummer: · Stowage Category Α · 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej användbar. · Transport / ytterligare uppgifter: · ADR · Begränsade mängder (LQ) · Reducerade mängder (EQ) Kod: E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 ml · Transportkategori · Tunnelrestriktionskod D/E ·IMDG · Limited quantities (LQ) 1L · Excepted quantities (EQ) Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml UN 1170 ETANOLLÖSNING · UN "Model Regulation": (ETYLALKOHOLLÖSNING), 3, II



Sida: 8 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Fixation Solution

(Fortsättning från sida 7)

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- · 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miliö
 - · Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

Farosymboler



- · Signalord Fara
- · Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och

andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P241 Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/

utrustning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala /

nationella / internationella föreskrifter.

- · Direktiv 2012/18/EU
 - · Namngivna farliga ämnen BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.
 - · Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR
 - · Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå 5.000 t
 - · Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå 50.000 t
 - · Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3
- · 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· Område som utfärdar datablad:

DiaMed GmbH

Pra Rond 23

CH-1785 Cressier FR

(Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera)

· Förkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2

· * Data ändrade gentemot föregående version



Sida: 1 / 9

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· 1.1 Produktbeteckning

- · Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution
 - · Id-N° 005400
 - · Bio-Rad MSDS Nummer: 2040M
 - · Referenser och förpackningar: 05030
- · 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- · Ämnets användning / tillredningen In vitro diagnostic medical device or component.
- · 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
 - · Tillverkare/leverantör:

DiaMed GmbH

Pra Rond 23

CH-1785 Cressier FR

(Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera)

Tel: +41 (0)26 674 51 11 Fax: +41 (0)26 674 51 45

- · Område där upplysningar kan inhämtas: fds-msds.ch@bio-rad.com
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: CHEMTREC Sweden (Stockholm): +(46)-852503403

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- · 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
 - Klassificering enligt f\u00f6rordning (EG) nr 1272/2008



GHS02 flamma

Flam. Lig. 2 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.



GHS05 frätande

Skin Corr. 1A H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

· 2.2 Märkningsuppgifter

· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· Farosymboler





GHS02 GHS05

- · Signalord Fara
- · Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

· Skyddsangivelser

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

(Fortsättning på sida 2)



Sida: 2 / 9

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

(Fortsättning från sida 1)

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att

skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala /

nationella / internationella föreskrifter.

· 2.3 Andra faror

· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar.vPvB: Ej användbar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- · 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
 - · Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.
 - · Farliga ingredienser:

CAS: 64-17-5 etanol EINECS: 200-578-6

Flam. Liq. 2, H225

80,0%

Ytterligare hänvisningar:

De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- · 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
 - Allmänna hänvisningar:

Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

- · Vid inandning: Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
- · Vid kontakt med ögonen:

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.

- · Vid förtäring: Drick rikligt med vatten. Tillför frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och s

 ärskild behandling som eventuellt kr

 ävs

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- · 5.1 Släckmedel
 - · Lämpliga släckningsmedel:

CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

- 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
 - · Speciell skyddsutrustning: Inga speciella åtgärder krävs.

SE



Sida: 3 / 9

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

(Fortsättning från sida 2)

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Håll åtslid från antändningskällor.

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Blanda ut med mycket vatten.

Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Använd neutraliseringsmedel.

· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

· 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Vid sakkunnig användning krävs inga speciella åtgärder.

· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:

Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.

Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.

- · 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
 - · Lagring:
 - · Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvaras svalt.
 - · Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.
 - · Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Förvara behållaren tätt tillsluten.

Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

see related package insert.

· 7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· 8.1 Kontrollparametrar

· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

64-17-5 etanol

OEL Korttidsvärde: 1900 mg/m³, 1000 ppm Nivågränsvärde: 1000 mg/m³, 500 ppm

V

· Ytterligare hänvisningar:

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

- · 8.2 Begränsning av exponeringen
 - · Personlig skyddsutrustning:
 - · Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

(Fortsättning på sida 4)



Sida: 4 / 9

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

(Fortsättning från sida 3)

Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Undvik kontakt med ögonen och huden.

- · Andningsskydd: Erfordras ej.
- · Handskydd:



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

Handskmaterial

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

· Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· Ögonskydd: Skyddsglasögon



Tättslutande skyddsglasögon

· Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

•	5 I	
· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper · Allmänna uppgifter · Utseende:		
· Form:	Vätska	
· Färg:	Färglös	
· Lukt:	Alkoholaktig	
· Lukttröskel:	Ej bestämd.	
· pH-värde vid 20℃:	1,9	
· Tillståndsändring · Smältpunkt/fryspunkt: · Initial kokpunkt och kokpunktsi	Ej bestämd. ntervall: 78℃ (ethanol)	
· Flampunkt:	13℃ (ethanol) Ej användbar.	
· Brandfarlighet (fast form, gas):	Ej användbar.	
· Tändtemperatur:	425℃ (ethanol)	
· Sönderfallstemperatur:	Ej bestämd.	
· Självantändningstemperatur:	Produkten är ej självantändande.	
· Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig.	
	(Fortsättning på sida 5)	



Sida: 5 / 9

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

(Fortsättning från sida 4) · Explosionsgränser: · Nedre: 3.5Vol % (ethanol) Ei bestämd. · Övre: 15Vol % (ethanol) Ei bestämd. · Ångtryck vid 20°C: 59hPa · Densitet vid 20 °C: 0,827g/cm3 Ej bestämd. · Relativ densitet Ej bestämd. · Ångdensitet Ej bestämd. · Avdunstningshastighet: Ej bestämd. · Löslighet i / blandbarhet med · Vatten: Fullständigt blandbar. · Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ei bestämd. · Viskositet: · Dynamisk: Ej bestämd. · Kinematisk: Ei bestämd. · Lösningsmedelhalt: · Organiska lösningsmedel: 80.5% · Vatten: 19,2% · Andel av fasta partiklar: 0.0% Ingen ytterligare relevant information finns till · 9.2 Annan information förfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- · 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 10.2 Kemisk stabilitet
 - · Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:

Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

- · 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- · 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
 - · Akut toxicitet:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- · Primär retningseffekt:
 - · på huden:

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

- · på ögat:
- Orsakar allvarliga ögonskador.
- · Sensibilisering:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 6)

BIO-RAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Sida: 6 / 9

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

(Fortsättning från sida 5)

· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- · CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
 - Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- · 12.1 Toxicitet
 - Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 12.4 Rörligheten i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
 - · Ytterligare ekologiska hänvisningar:
 - · Allmänna hänvisningar:

Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening. Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

Får ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspätt resp. oneutraliserat tillstånd

Utspolning av större mängder i avloppsnät eller vattendrag kan leda till en sänkning av pH-värdet. Ett lågt pH-värde skadar vattenorganismer. I användarkoncentrationens förtunning höjs pH-värdet avsevärt, så att avloppsvattnet som kommer in i avloppsnätet efter produktens användning endast har en svag vattenskadlig effekt.

- · 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
 - · PBT: Ei användbar.
 - · vPvB: Ei användbar.
- · 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- · 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
 - · Rekommendation:

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

- · Ej rengjorda förpackningar:
 - · Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

(Fortsättning på sida 7)



Sida: 7 / 9

Omarbetad: 29.01.2018 Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

· Rekommenderat rengöringsmedel:

(Fortsättning från sida 6)

Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.			
AVSNITT 14: Transport information	AVSNITT 14: Transport information		
· 14.1 UN-nummer · ADR, IMDG, IATA	UN2924		
· 14.2 Officiell transportbenämning · ADR · IMDG · IATA	2924 BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. (ETANOL (ETYLALKOHOL), KLORVÄTESYRA) FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL), HYDROCHLORIC ACID) FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE,		
· 14.3 Faroklass för transport	N.O.S. (ETHANOL, HYDROCHLORIC ACID)		
· ADR	3 (FC) Brandfarliga vätskor		
· Etikett · IMDG, IATA	3		
· Class · Label	3 Brandfarliga vätskor 3		

- · 14.4 Förpackningsgrupp
 - · ADR, IMDG, IATA

· 14.5 Miljöfaror:

· Marine pollutant:

Nej

Ш

· 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Varning: Brandfarliga vätskor

· Kemler-tal: 338 · EMS-nummer: F-E,S-C · Stowage Category В

Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

· 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL

73/78 och IBC-koden Ej användbar.

- · Transport / ytterligare uppgifter:
 - · ADR

· Begränsade mängder (LQ) · Reducerade mängder (EQ)

Kod: E2 Högsta nettomängd per

1L

innerförpackning: 30 ml

(Fortsättning på sida 8)



Sida: 8 / 9

(Fortsättning från sida 7)

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 ml 2 D/E

·IMDG

Limited quantities (LQ)Excepted quantities (EQ)Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "Model Regulation": UN 2924 BRANDFARLIG VÄTSKA,

FRÄTANDE, N.O.S. (ETANOL

(ETYLALKOHOL), KLORVÄTESYRA), 3, II

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- · 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
 - Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Transportkategori

Tunnelrestriktionskod

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· Farosymboler





GHS02 GHS05

- · Signalord Fara
- · Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

· Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och

andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att

skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala /

nationella / internationella föreskrifter.

- · Direktiv 2012/18/EU
 - · Namngivna farliga ämnen BILAGA I saltsyra
 - Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR
 - · Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå 5.000 t
 - · Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå 50.000 t
 - · Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3
- · 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

SF.



Sida: 9 / 9

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Elution Solution

(Fortsättning från sida 8)

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· Område som utfärdar datablad:

DiaMed GmbH Pra Rond 23 CH-1785 Cressier FR (Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera)

· Förkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2

Skin Corr. 1A: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1A Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1

* Data ändrade gentemot föregående version

SE



Sida: 1 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

· Id-N° 005400

· Bio-Rad MSDS Nummer: 2041M · Referenser och förpackningar: 41711

· 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- · Ämnets användning / tillredningen In vitro diagnostic medical device or component.
- · 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
 - · Tillverkare/leverantör:

DiaMed GmbH Pra Rond 23

CH-1785 Cressier FR

(Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera)

Tel: +41 (0)26 674 51 11 Fax: +41 (0)26 674 51 45

- · Område där upplysningar kan inhämtas: fds-msds.ch@bio-rad.com
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: CHEMTREC Sweden (Stockholm): +(46)-852503403

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- · 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
 - Klassificering enligt f\u00f6rordning (EG) nr 1272/2008



Skin Corr. 1A H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

- · 2.2 Märkningsuppgifter
 - · Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· Farosymboler



- · Signalord Fara
- · Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

· Skyddsangivelser

P260 Inandas inte damm eller dimma.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att

skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala /

nationella / internationella föreskrifter.

(Fortsättning på sida 2)



Sida: 2 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(Fortsättning från sida 1)

- · 2.3 Andra faror
 - · Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
 - PBT: Ej användbar.vPvB: Ej användbar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- · 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
 - · Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

ſ	· Farliga ingredienser:		
Ī		Ammonium iron (III) sulfate dodecahydrate	2,3%
	EINECS: 233-382-4	♦ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
ſ	0.101.001.000	oleum	1,0%
	EINECS: 231-639-5	♦ Skin Corr. 1A, H314	

· Ytterligare hänvisningar:

De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
 - · Allmänna hänvisningar:
 - Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
 - · Vid inandning: Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
 - · Vid kontakt med ögonen:
 - Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
 - · Vid förtäring: Drick rikligt med vatten. Tillför frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.
- · 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- · 5.1 Släckmedel
 - · Lämpliga släckningsmedel:

CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- · 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
 - · Speciell skyddsutrustning: Inga speciella åtgärder krävs.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- · 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
- · 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

(Fortsättning på sida 3)



Sida: 3 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(Fortsättning från sida 2)

· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Använd neutraliseringsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- · Hantering:
 - · Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.
- · 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
 - · Lagring:
 - · Krav på lagerutrymmen och behållare: Inga speciella krav.
 - · Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.
 - · Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Förvara behållaren tätt tillsluten.

see related package insert.

· 7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- · Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
- · 8.1 Kontrollparametrar
 - · Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

7664-93-9 oleum

OEL Korttidsvärde: 0,2 mg/m³ Nivågränsvärde: 0,1 mg/m³

C, V

· Ytterligare hänvisningar:

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

- · 8.2 Begränsning av exponeringen
 - · Personlig skyddsutrustning:
 - · Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

· Handskydd:



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

Handskmaterial

(Fortsättning på sida 4)



Sida: 4 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(Fortsättning från sida 3)

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

 Handskmaterialets penetreringstid
 Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

Ögonskydd:
 Skyddsglasögon



Tättslutande skyddsglasögon

· Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Allmänna uppgifter · Utseende: · Form: Vätska · Färg: Blå · Lukt: Luktfri · Lukttröskel: Ei bestämd. · pH-värde vid 20 °C: 1,1 · Tillståndsändring · Smältpunkt/fryspunkt: Ej bestämd. · Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej bestämd. · Flampunkt: Ej användbar. · Brandfarlighet (fast form, gas): Ej användbar. · Tändtemperatur: 400 °C (glycerol) · Sönderfallstemperatur: Ei bestämd. · Självantändningstemperatur: Produkten är ej självantändande. · Explosiva egenskaper: Produkten är ej explosiv. · Explosionsgränser: · Nedre: 0,9Vol % Ei bestämd. · Övre: 0.0Vol % Ei bestämd. · Ångtryck vid 20°C: 23hPa · Densitet: Ej bestämd. · Relativ densitet Ej bestämd. · Ångdensitet Ej bestämd. · Avdunstningshastighet: Ej bestämd. · Löslighet i / blandbarhet med · Vatten: Fullständigt blandbar. · Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestämd.

(Fortsättning på sida 5)



Sida: 5 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(Fortsättning från sida 4) · Viskositet: · Dynamisk: Ei bestämd. · Kinematisk: Ei bestämd. · Lösningsmedelhalt: · Organiska lösningsmedel: 14.6% · Vatten: 81,0% · Andel av fasta partiklar: 0.0% · 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 10.2 Kemisk stabilitet
 - · Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:

Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

- · 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
- · 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- · 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
 - · Akut toxicitet:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- · Primär retningseffekt:
 - · på huden:

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

· på ögat:

Orsakar allvarliga ögonskador.

· Sensibilisering:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- · CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
 - Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 6)



Sida: 6 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(Fortsättning från sida 5)

· Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- · 12.1 Toxicitet
 - · Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- · 12.4 Rörligheten i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
 - · Ytterligare ekologiska hänvisningar:
 - · Allmänna hänvisningar:

Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening. Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mänader.

Får ei hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspätt resp. oneutraliserat tillstånd.

Utspolning av större mängder i avloppsnät eller vattendrag kan leda till en sänkning av pH-värdet. Ett lågt pH-värde skadar vattenorganismer. I användarkoncentrationens förtunning höjs pH-värdet avsevärt, så att avloppsvattnet som kommer in i avloppsnätet efter produktens användning endast har en svag vattenskadlig effekt.

- · 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
 - · PBT: Ej användbar.
 - · vPvB: Ej användbar.
- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till f\u00f6rfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- · 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
 - · Rekommendation:

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

- · Ei rengjorda förpackningar:
 - · Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

AVSNITT 14: Transport information	
· 14.1 UN-nummer	
· ADR, IMDG, IATA	UN2796
· 14.2 Officiell transportbenämning	
· ADR	2796 SVAVELSYRA, Blandning
· IMDG, IATA	SULPHURIC ACID mixture
	(Fortsättning på sida 7



Sida: 7 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(Fortsättning från sida 6) · 14.3 Faroklass för transport · ADR · Klass 8 (C1) Frätande ämnen · Etikett · IMDG, IATA 8 Frätande ämnen · Class · Label · 14.4 Förpackningsgrupp · ADR, IMDG, IATA Ш · 14.5 Miljöfaror: · Marine pollutant: Nei · 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Varning: Frätande ämnen · Kemler-tal: F-A,S-B · EMS-nummer: · Segregation groups Acids Stowage Category В · 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej användbar. · Transport / ytterligare uppgifter: · ADR · Begränsade mängder (LQ) 1L · Reducerade mängder (EQ) Kod: E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 ml · Transportkategori 2 **Tunnelrestriktionskod** Ε · IMDG · Limited quantities (LQ) 1L Excepted quantities (EQ) Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml UN 2796 SVAVELSYRA, BLANDNING, 8, · UN "Model Regulation":

BIO-RAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Sida: 8 / 8

Datum för utskrift: 29.01.2018 Versionsnummer 3 Omarbetad: 29.01.2018

Handelsnamn: DiaMed HbF Screening Test Staining Solution

(Fortsättning från sida 7)

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- · 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
 - · Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· Farosymboler



- · Signalord Fara
- · Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P260 Inandas inte damm eller dimma.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att

skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala /

nationella / internationella föreskrifter.

- · Direktiv 2012/18/EU
 - · Namngivna farliga ämnen BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.
 - · Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3
- · 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· Område som utfärdar datablad:

DiaMed GmbH

Pra Rond 23

CH-1785 Cressier FR

(Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera)

· Förkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Corr. 1A: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1A

Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1 Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

* Data ändrade gentemot föregående version