

# 2020.08.31

# **Kit Components**

Product code	Description
7324650	Bio-Scale Mini Ion Exchange Sampler Pack
Components:	
7324100	Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ Q Cartridge
7324110	Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ S Cartridge
7324120	Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High Q Cartridge
7324130	Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High S Cartridge
7324140	Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® DEAE Cartridge



页 1/7

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.28 审核

### 1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ Q Cartridge
- · **商品编号:** 7324100, 7324102, 7324704, 7324104, 10004739, 10004738
- · 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · **原材料的应用/准备工作进行** 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

### 2 危险性概述

·紧急情况概述:

银灰色,固体,无资料

- ·GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- ·标签因素
- · GHS卷标元素 不适 用
- · **图示** 不适 用
- · 名称 不适 用
- · **危险字句** 不适 用
- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

### 3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分:

64-17-5 无水酒精

易燃液体 第2类, H225

5-10%

· **额外资料:** 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

### 4急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 不需要特别的措施.
- ·吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.

(在 2 页继续)



页 2/7

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.28 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ Q Cartridge

(在 1 页继续)

- ·**皮肤接触:** 一般的产品不会刺激皮肤.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- ·食入: 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- · 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- ·需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

### 5消防措施

- ·灭火方法
- · 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- ·消防人員特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

#### 6 泄漏应急处理

- · **保护措施** 穿上保护衣物.
- ·环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- · 密封及净化方法和材料: 使用机械提起.
- ·参照其他部分

没有释放危险的物质.

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

### 7 操作处置与储存

- ·操作处置
- · 储存 不要求特别的措施.
- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · **有关储存条件的更多资料:** 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

### 8接触控制和个体防护

·工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.

(在3页继续)



# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.28 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ Q Cartridge

(在 2 页继续)

页 3/7

- ·控制变数
- 在工作场需要监控的限值成分

64-17-5 无水酒精

PEL (TW) PC-TWA: 1880 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

- ·**额外的资料**: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施: 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- · 手防护:

手套的物料必须是不渗透性的,且能抵抗该产品/物质/添加剂.

基于缺乏测试,对于产品/制剂/化学混合物,并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时,请注意材料的渗透时间,渗滤率和降解参数

保护手套

- · 手套材料 合成橡胶手套
- · 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- ·在没有高度损伤危机 (例如:实验室) 的工作环境下长期工作,适用由以下材料制造的手套: 合成橡胶手套
- 如需长期接触,适用由以下材料制造的手套: 合成橡胶手套
- ·对于最长时间 1 5 分钟的长期接触, 适用由以下材料制造的手套: 合成橡胶手套
- 防止接触飞溅物, 适用由以下材料制造的手套: 合成橡胶手套
- ·**不适用由以下材料制造的手套:** 合成橡胶手套
- ·眼睛防护: 安全眼镜

### 9 理化特性

- ·有关基本物理及化学特性的信息
- ·一般说明
- · 外观:

 形状:
 固体

 颜色:
 银灰色

 ·气味:
 无气味的

 ·嗅觉阈限
 未决定.

· **pH值:** 不适用的

·条件的更改

熔点: 未确定的 沸点/初沸点和沸程: 78 °C

·**闪点:** 不适用的 未决定.

·可燃性(固体、气体): 未决定.

· **点火温度:** 425 °C

·**分解溫度:** 未决定.

·**自燃溫度:** 该产品是不自燃的

(在 4 页继续)





# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.28 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ Q Cartridge

(在 3 页继续)

· 爆炸的危险性:

较高:

· 爆炸极限: 较低:

未决定. 未决定.

未决定.

·蒸气压 在 20 °C:

23 hPa

未决定的

·密度:

·相対密度

未决定.

·蒸气密度

不适用的

·蒸发速率

不适用的

·溶解性

水:

完全可拌和的

·n-辛醇/水分配系数: 未决定.

· 黏性:

动态:

不适用的

运动学的:

不适用的

·溶剂成份:

有机溶剂:

8.0 %

水:

42.0 %

固体成份:

50.0 %

·其他信息

无相关详细资料。

### 10 稳定性和反应性

- · **反应性** 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · **有害反应可能性** 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- ·**不相容的物质:** 无相关详细资料。
- · 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

### 11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- ·急性毒性:
- · 与分类相关的 LD/ LC50 值:

#### 64-17-5 无水酒精

口腔 LD50

7,060 mg/kg (rat)

吸入 LC50/4 h 20,000 mg/l (rat)

(在 5 页继续)



页 5/7

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.28 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ Q Cartridge

(在 4 页继续)

- · 主要的刺激性影响:
- ·皮肤: 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- · 致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- ·**更多毒物的资料**:根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

### 12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·水生毒性:无相关详细资料。
- · 持久性和降解性 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- ·潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- · 额外的生态学资料:
- · 总括注解:
- 水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
- 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.
- ·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

### 13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.

根据国家、地区有关规定处理废弃物

- · 受污染的容器和包装:
- ·建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

联合	国危	险货	物编号	(UN号	)
$\sim$		T 27 ->~	TW AND J		,

· DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA 不管制

·UN适当装船名

· DOT, ADN, IMDG, IATA

不管制

· ADR

不管制

不管制

(在6页继续)



页 6/7

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.28 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ Q Cartridge

(在5页继续)

·运输危险等级

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· **级别** 不管制

·包装组别

· DOT, ADR, IMDG, IATA 不管制

· 危害环境:

·厄舌环境: ·海运污染物质:

不是

·用户特别预防措施

不适用的

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及

根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送

不适用的

·运输/额外的资料:

根据以上的规格是不危险的.

· UN "标准规定":

不管制

# 15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录
  - 64-17-5 无水酒精
- ·新化学物质环境管理办法
- ·中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

64-17-5 无水酒精

- 国家的规章:
- ·水危险级别: 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的
- · **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

### 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.
- ·联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000 · 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(在7页继续)



页 7/7

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.28 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ Q Cartridge

(在 6 页继续)

DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 易燃液体 第2类: Flammable liquids – Category 2

\* 与旧版本比较的数据已改变



页 1/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

### 1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ S Cartridge
- ·**商品编号:** 7324110, 7324112, 7324114, 10004736, 10004737
- · **相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途** 无相关详细资料。
- · 原材料的应用/准备工作进行 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

### 2 危险性概述

· 紧急情况概述:

白色,固体,无资料

- ·GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- ·标签因素
- · GHS卷标元素 不适 用
- · **图示** 不适 用
- · 名称 不适 用
- · **危险字句** 不适 用
- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(**残留性、生物浓缩性、毒性物质**) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

### 3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分:

64-17-5 无水酒精

易燃液体 第2类, H225

5-10%

· **额外资料:** 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

### 4急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 不需要特别的措施.
- ·吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.

(在 2 页继续)

页 2/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ S Cartridge

(在 1 页继续)

- · **皮肤接触:** 一般的产品不会刺激皮肤.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- ·食入: 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- · 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- ·需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

### 5 消防措施

- ·灭火方法
- · 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- ·消防人員特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

#### 6 泄漏应急处理

- · **保护措施** 穿上保护衣物.
- ·环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- · 密封及净化方法和材料: 使用机械提起.
- ·参照其他部分

没有释放危险的物质.

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

### 7操作处置与储存

- ·操作处置
- · 储存 不要求特别的措施.
- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · **有关储存条件的更多资料:** 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

### 8接触控制和个体防护

·工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.

(在3页继续)





# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ S Cartridge

(在 2 页继续)

- ·控制变数
- 在工作场需要监控的限值成分

64-17-5 无水酒精

PEL (TW) PC-TWA: 1880 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施: 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- · 手防护: 保护手套
- · **手套材料** 合成橡胶手套
- · 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- ·眼睛防护: 安全眼镜

A TIME	
CI +50 4	
JÆ	

- ·有关基本物理及化学特性的信息
- ·一般说明
- ·外观:

 形状:
 固体

 颜色:
 白色

 ·气味:
 无气味的

 ·嗅觉阈限
 未决定.

·条件的更改

· pH値:

**熔点:** 未确定的 **沸点/初沸点和沸程:** 未确定的

· **闪点:** 不适用的

未决定.

不适用的

·可燃性(固体、气体): 未决定.

· **点火温度:** 425 °C

·**分解溫度:** 未决定.

·**自燃溫度:** 该产品是不自燃的

·**爆炸的危险性:** 未决定.

·爆炸极限:

**较低:** 未决定. **较高:** 未决定.

· 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa

·**密度:** 未决定的

· 相対密度 未决定.

(在 4 页继续)



页 4/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ S Cartridge

(在 3 页继续)

· 蒸气密度 · 蒸发速率 不适用的 不适用的

·溶解性

水:

完全可拌和的

· n-辛醇/水分配系数:

未决定.

· 黏性:

动态: 运动学的: 不适用的 不适用的

·溶剂成份:

有机溶剂: 水: 8.0 % 42.0 %

固体成份:

50.0 %

其他信息

无相关详细资料。

# 10 稳定性和反应性

- · 反应性 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · **有害反应可能性** 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- ·**不相容的物质:** 无相关详细资料。
- · 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

### 11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- · 与分类相关的 LD/ LC50 值:

#### 64-17-5 无水酒精

口腔 LD50 7,060 mg/kg (rat) 吸入 LC50/4 h 20,000 mg/l (rat)

- ·主要的刺激性影响:
- · 皮肤: 没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- ·致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- · 更多毒物的资料: 根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

--- CN



页 5/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ S Cartridge

(在 4 页继续)

# 12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·**水生毒性:** 无相关详细资料。
- · **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- ·**潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- ·额外的生态学资料:
- ·总括注解:
- 水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
- 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.
- ·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- · vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- · 其他副作用 无相关详细资料。

# 13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:
- 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- 根据国家、地区有关规定处理废弃物
- · 受汚染的容器和包装:
- ·建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14 色相 信心		
· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制	
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制	
·运输危险等级		
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制	
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制	
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是	
		(在6页继续)



页 6/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini UNOsphere™ S Cartridge

(在5页继续)

·用户特别预防措施 不适用的

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及

根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送 不适用的

·运输/额外的资料: 根据以上的规格是不危险的.

不管制 UN "标准规定":

### 15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录
  - 64-17-5 无水酒精
- ·新化学物质环境管理办法
- 中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

64-17-5 无水酒精

- · 国家的规章:
- ·水危险级别: 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的
- · 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

### 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识, 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系,

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.
- ·联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 易燃液体 第2类: Flammable liquids – Category 2

· \* 与旧版本比较的数据已改变



页 1/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.13 审核

### 1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High Q Cartridge
- · **商品编号:** 7324120, 7324122, 7324124, 10004752, 10004753
- · 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · 原材料的应用/准备工作进行 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- · 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

### 2 危险性概述

· 紧急情况概述:

白色,固体,无资料

- ·GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- ·标签因素
- · GHS卷标元素 不适 用
- · **图示** 不适 用
- · 名称 不适 用
- · **危险字句** 不适 用
- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(**残留性、生物浓缩性、毒性物质**) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

### 3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分:

64-17-5 无水酒精

易燃液体 第2类, H225

5-10%

· **额外资料:** 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

### 4 急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 不需要特别的措施.
- ·吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.

(在 2 页继续)



页 2/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.13 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High Q Cartridge

(在1页继续)

- · **皮肤接触:** 一般的产品不会刺激皮肤.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- ·食入: 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- · 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- · 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

### 5 消防措施

- ·灭火方法
- · 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- ·消防人員特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

#### 6 泄漏应急处理

- · **保护措施** 穿上保护衣物.
- ·环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- · 密封及净化方法和材料: 使用机械提起.
- ·参照其他部分

没有释放危险的物质.

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

### 7操作处置与储存

- ·操作处置
- · 储存 不要求特别的措施.
- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · 有关储存条件的更多资料: 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

### 8接触控制和个体防护

·工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.

(在3页继续)



页 3/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.13 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High Q Cartridge

(在 2 页继续)

- ·控制变数
- 在工作场需要监控的限值成分

64-17-5 无水酒精

PEL (TW) PC-TWA: 1880 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施: 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- · 手防护: 保护手套
- · **手套材料** 合成橡胶手套
- · 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- · **眼睛防护:** 安全眼镜

	1 1 1 1 5 1	

- ·有关基本物理及化学特性的信息
- ·一般说明
- · 外观:

 形状:
 固体

 颜色:
 白色

 ·气味:
 无气味的

 ·嗅觉阈限
 未决定.

·条件的更改

**熔点:** 未确定的 **沸点/初沸点和沸程:** 未确定的

· 闪点:

· pH値:

不适用的 未决定.

不适用的

·可燃性(固体、气体): 未决定.

· **点火温度:** 425 °C

·**分解溫度:** 未决定.

·**自燃溫度:** 该产品是不自燃的

·**爆炸的危险性:** 未决定.

· 爆炸极限:

**较低:** 未决定. **较高:** 未决定.

· 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa

· **密度 在 20 °C**: 0.99334 g/cm³

· 相对密度 未决定.

(在 4 页继续)



页 4/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.13 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High Q Cartridge

(在 3 页继续)

· 蒸气密度 · 蒸发速率 不适用的 不适用的

·溶解性

水:

完全可拌和的

·n-辛醇/水分配系数: 未决定.

· 黏性:

动态: 运动学的: 不适用的 不适用的

·溶剂成份:

有机溶剂: 水: 8.0 % 42.0 %

固体成份:

50.0 %

其他信息

无相关详细资料。

# 10 稳定性和反应性

- · **反应性** 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · **有害反应可能性** 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- ·**不相容的物质:** 无相关详细资料。
- · 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

### 11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- · 与分类相关的 LD/ LC50 值:

#### 64-17-5 无水酒精

口腔 LD50 7,060 mg/kg (rat) 吸入 LC50/4 h 20,000 mg/l (rat)

- ·主要的刺激性影响:
- ·皮肤:没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- ·致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- · 更多毒物的资料: 根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

— CN



页 5/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.13 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High Q Cartridge

(在 4 页继续)

# 12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·**水生毒性:** 无相关详细资料。
- · **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- ·**潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- ·额外的生态学资料:
- ·总括注解:
- 水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
- 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.
- ·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- · vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- · 其他副作用 无相关详细资料。

# 13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议:
- 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- 根据国家、地区有关规定处理废弃物
- · 受污染的容器和包装:
- ·建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14 区福信总		
· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制	
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制	
·运输危险等级		
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制	
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制	
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是	
		(在6页继续



页 6/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.13 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High Q Cartridge

(在5页继续)

·用户特别预防措施 不适用的

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及

根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送 不适用的

·运输/额外的资料: 根据以上的规格是不危险的.

不管制 UN "标准规定":

### 15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录
  - 64-17-5 无水酒精
- ·新化学物质环境管理办法
- 中国现有化学物质名录
- 7732-18-5 水

64-17-5 无水酒精

- · 国家的规章:
- ·水危险级别: 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的
- · 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

### 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.
- ·联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 易燃液体 第2类: Flammable liquids – Category 2

· \* 与旧版本比较的数据已改变



页 1/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

### 1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- · 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High S Cartridge
- · **商品编号:** 7324130, 7324132, 7324134, 10004750, 10004751
- · 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · 原材料的应用/准备工作进行 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- · 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

### 2 危险性概述

·紧急情况概述:

白色,固体,无资料

- ·GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- ·标签因素
- · GHS卷标元素 不适 用
- · **图示** 不适 用
- · 名称 不适 用
- · **危险字句** 不适 用
- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(**残留性、生物浓缩性、毒性物质**) 不适用的
- · vPvB(**高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

### 3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分:

64-17-5 无水酒精

易燃液体 第2类, H225

5-10%

· **额外资料:** 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

### 4急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 不需要特别的措施.
- ·吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.

(在 2 页继续)

页 2/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High S Cartridge

(在 1 页继续)

- · **皮肤接触:** 一般的产品不会刺激皮肤.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- ·食入: 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- · 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- · 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

### 5 消防措施

- ·灭火方法
- · 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- · 消防人員特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

#### 6 泄漏应急处理

- · **保护措施** 穿上保护衣物.
- ·环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- · 密封及净化方法和材料: 使用机械提起.
- ·参照其他部分

没有释放危险的物质.

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

### 7操作处置与储存

- ·操作处置
- · 储存 不要求特别的措施.
- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · **有关储存条件的更多资料:** 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

### 8接触控制和个体防护

·工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.

(在3页继续)





# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High S Cartridge

(在 2 页继续)

页 3/6

- ·控制变数
- 在工作场需要监控的限值成分

64-17-5 无水酒精

PEL (TW) PC-TWA: 1880 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施: 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- · **手防护:** 保护手套
- · **手套材料** 合成橡胶手套
- · 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- · **眼睛防护:** 安全眼镜

O TIE	
0 000	
3 JE	

·有关基本物理及化学特性的信息

·一般说明

· 外观:

 形状:
 固体

 颜色:
 白色

 ·气味:
 无气味的

 ·嗅觉阈限
 未决定.

 ·pH值:
 不适用的

·条件的更改

**熔点:** 未确定的 **沸点/初沸点和沸程:** 未确定的

· 闪点:

不适用的 未决定.

·可燃性(固体、气体): 未决定.

· **点火温度:** 425 °C

·**分解溫度:** 未决定.

·**自燃溫度:** 该产品是不自燃的

·**爆炸的危险性:** 未决定.

爆炸极限:

**较低:** 未决定. **较高:** 未决定.

· 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa

· **密度 在 20 °C**: 0.99334 g/cm³

· 相对密度 未决定.

(在 4 页继续)



页 4/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High S Cartridge

(在3页继续)

蒸气密度 ·蒸发速率 不适用的 不适用的

·溶解性

水:

不能溶解的

· n-辛醇/水分配系数: 未决定.

运动学的:

· 黏性: 动态:

不适用的 不适用的

·溶剂成份:

有机溶剂: 水:

8.0 % 42.0 %

固体成份:

50.0 %

·其他信息

无相关详细资料。

# 10 稳定性和反应性

- · 反应性 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · **有害反应可能性** 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- · 不相容的物质: 无相关详细资料。
- · 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

### 11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- · 与分类相关的 LD/ LC50 值:

#### 64-17-5 无水酒精

口腔 LD50

7,060 mg/kg (rat)

吸入 LC50/4 h 20,000 mg/l (rat)

- ·主要的刺激性影响:
- ·皮肤:没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- · 致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- · 更多毒物的资料: 根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

(在 5 页继续)



页 5/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High S Cartridge

(在 4 页继续)

# 12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·**水生毒性:** 无相关详细资料。
- · **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- ·**潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- ·额外的生态学资料:
- ·总括注解:
- 水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
- 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.
- ·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- · vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- · 其他副作用 无相关详细资料。

# 13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议: 根据国家、地区有关规定处理废弃物
- · 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14	运输	信息

14 运棚信息		
· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制	
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制	
·运输危险等级		
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制	
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制	
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是	
·用户特别预防措施	不适用的	
		(在6页继续)

(在6贞继续)



页 6/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® High S Cartridge

(在 5 页继续)

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及 不适用的

根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送

根据以上的规格是不危险的.

不管制

运输/额外的资料:

· UN "标准规定":

# 15 法规信息

- · 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录
- 64-17-5 无水酒精
- ·新化学物质环境管理办法
- ·中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

64-17-5 无水酒精

- · 国家的规章:
- ·水危险级别: 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的
- · 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

#### 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 易燃液体 第2类: Flammable liquids – Category 2

· \* 与旧版本比较的数据已改变



页 1/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

### 1 化学品及企业标识

- ·产品识别者
- ·化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: <u>Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® DEAE Cartridge</u>
- · **商品编号:** 7324140, 7324142, 7324144, 10004748, 10004749
- ·相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- · **原材料的应用/准备工作进行** 实验室化学物
- ·安全技术说明书内供应商详细信息
- ·企业名称:

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120

电话: +86 21 6169 8500 传真:+86 21 6169 8599

伯乐公司中国呼叫中心:+86 800 820 5567, +86 21 61698504

电子邮箱:Sales.China@bio-rad.com

- ·可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

### 2 危险性概述

·紧急情况概述:

白色,固体,无资料

- ·GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- ·标签因素
- · GHS卷标元素 不适 用
- · **图示** 不适 用
- · 名称 不适 用
- · **危险字句** 不适 用
- ·其他有害性
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

### 3成分/组成信息

- ·混合物
- ·描述: 由以下含有无害添加济的成分组成的混合物
- · 危险的成分:

64-17-5 无水酒精

易燃液体 第2类, H225

5-10%

· **额外资料:** 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

### 4急救措施

- ·应急措施要领
- · 总说明: 不需要特别的措施.
- ·吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.

(在 2 页继续)

页 2/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® DEAE Cartridge

(在 1 页继续)

- · **皮肤接触:** 一般的产品不会刺激皮肤.
- ·眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- ·食入: 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- · 给医生的资料:
- · 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- · 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

### 5 消防措施

- ·灭火方法
- · 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- ·特別危险性 无相关详细资料。
- ·特殊灭火方法
- ·消防人員特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

### 6 泄漏应急处理

- · **保护措施** 穿上保护衣物.
- ·环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- · 密封及净化方法和材料: 使用机械提起.
- ·参照其他部分

没有释放危险的物质.

有关安全处理的资料请参阅第7节.

有关个人保护装备的的资料请参阅第8节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

### 7操作处置与储存

- ·操作处置
- · 储存 不要求特别的措施.
- · **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- ·混合危险性等安全储存条件
- ·储存:
- · 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- · 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- · 有关储存条件的更多资料: 没有.
- · 具体的最终用户 无相关详细资料。

### 8接触控制和个体防护

·工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.

(在3页继续)





# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® DEAE Cartridge

(在 2 页继续)

页 3/6

- ·控制变数
- 在工作场需要监控的限值成分

64-17-5 无水酒精

PEL (TW) PC-TWA: 1880 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

- · 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- ·遗漏控制
- · 个人防护设备:
- ·一般保护和卫生措施: 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- · 手防护: 保护手套
- · **手套材料** 合成橡胶手套
- · 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- · **眼睛防护:** 安全眼镜

O TIE	
0 000	
3 JE	

·有关基本物理及化学特性的信息

·一般说明

· 外观:

 形状:
 固体

 颜色:
 白色

 ·气味:
 无气味的

 ·嗅觉阈限
 未决定.

·条件的更改

· pH値:

**熔点:** 未确定的 **沸点/初沸点和沸程:** 未确定的

·**闪点:** 不适用的

未决定.

不适用的

·可燃性(固体、气体): 未决定.

· **点火温度:** 425 °C

·**分解溫度:** 未决定.

·**自燃溫度:** 该产品是不自燃的

·**爆炸的危险性:** 未决定.

爆炸极限:

**较低:** 未决定. **较高:** 未决定.

· 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa

· **密度 在 20 °C**: 0.99334 g/cm³

· 相对密度 未决定.

(在 4 页继续)



页 4/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® DEAE Cartridge

(在 3 页继续)

· 蒸气密度 · 蒸发速率 不适用的 不适用的

·溶解性

水:

不能溶解的

· n-辛醇/水分配系数:

未决定.

· 黏性:

动态: 运动学的: 不适用的 不适用的

·溶剂成份:

有机溶剂: 水: 8.0 % 42.0 %

固体成份:

50.0 %

·其他信息

无相关详细资料。

# 10 稳定性和反应性

- · 反应性 无相关详细资料。
- ·稳定性
- · 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- · **有害反应可能性** 未有已知的危险反应.
- · **应避免的条件** 无相关详细资料。
- ·**不相容的物质:** 无相关详细资料。
- · 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

# 11 毒理学信息

- ·对毒性学影响的信息
- · 急性毒性:
- · 与分类相关的 LD/ LC50 值:

#### 64-17-5 无水酒精

口腔 LD50 7,060 mg/kg (rat)

吸入 LC50/4 h 20,000 mg/l (rat)

- ·主要的刺激性影响:
- ·皮肤:没有刺激性影响.
- ·在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- ·致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- · 更多毒物的资料: 根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

- CN



页 5/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® DEAE Cartridge

(在 4 页继续)

# 12 生态学信息

- ·生态毒性
- ·水生毒性: 无相关详细资料。
- · **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- ·环境系统习性:
- ·**潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- · 土壤内移动性 无相关详细资料。
- ·额外的生态学资料:
- · 总括注解:
- 水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
- 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.
- ·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- ·vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- · 其他副作用 无相关详细资料。

# 13 废弃处置

- ·废弃处置方法
- ·建议: 根据国家、地区有关规定处理废弃物
- · 受污染的容器和包装:
- ·建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14	运输	信息
	~ Ina	12,00

14 运棚信息		
· 联合国危险货物编号(UN号) · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA	不管制	
· UN适当装船名 · DOT, ADN, IMDG, IATA · ADR	不管制 不管制 不管制	
·运输危险等级		
· ADR, ADN, IMDG, IATA · 级别	不管制	
· 包装组别 · DOT, ADR, IMDG, IATA	不管制	
· 危害环境: · 海运污染物质:	不是	
·用户特别预防措施	不适用的	
		(在6页继续)

(在 6 页继续)



页 6/6

# 化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.31 在 2020.08.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Bio-Scale™ Mini Macro-Prep® DEAE Cartridge

(在 5 页继续)

MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及

根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送

不适用的

· 运输/额外的资料:

根据以上的规格是不危险的.

· UN "标准规定":

不管制

# 15 法规信息

- ·对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- ·危险化学品安全管理条例
- ·危险化学品目录
- 64-17-5 无水酒精
- 新化学物质环境管理办法
- ·中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

64-17-5 无水酒精

- · 国家的规章:
- ·水危险级别: 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的
- · 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

#### 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- · 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.
- **联络**

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000 · 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 易燃液体 第2类: Flammable liquids – Category 2

\* 与旧版本比较的数据已改变

CN